

[illegible]

OTTHONÁPOLÁSI TERMÉKEK 2018 - 2019



BEVEZETŐ

A THUASNE CSOPORT 170 éves

A THUASNE 2017-ben ünnepelte 170. évfordulóját, és ez alkalommal igyekszünk újra megerősíteni pácienseink számára a termékeinkhez kapcsolható bizalmat építő értékeket: a lojalitást, biztonságot és megbízhatóságot.

Ebben az összefüggésben örömmel mutatjuk be a THUASNE új otthonápolási katalógusát.

Ez a katalógus az Ön számára, mint egészségügyi szakember vagy a gyógyászati világban érdekelt partnerünk számára készült.

Életkortól vagy kórtantól függetlenül mindenkinek meg kell őriznie mobilitását és autonómiáját valamennyi hétköznapi tevékenység során. Ezért a THUASNE számos olyan hatékony megoldást kínál a pácienseknek, melyek segítenek kompenzálni mobilitási problémáikat, különösen az életkor előrehaladtával.

A THUASNE továbbra is nagy figyelmet fordít a páciensek biztonságára, így csak olyan orvostechnikai eszközöket kínál, melyek a legfrissebb szabványokat alkalmazó független minősítő szervezetek alapos tesztelésén mentek keresztül.

A páciensek így továbbra is a lehető legmagasabb szintű biztonsági körülmények között élhetnek otthonukban vagy az egészségügyi ellátásban, a lehető legnagyobb fokú aktivitási szint, szabadság és függetlenség mellett.

A THUASNE minden eddiginél jobban kíséri végig Önöket, egészségügyi szakembereket ezen a dinamikus piacon, elősegítve azt a törekvést, hogy hozzájáruljon a "boldog öregedéshez".

A THUASNE szeretné megköszönni a bizalmát és az együttműködését, azt remélve, hogy ez a katalógus hasznos eszköz lesz a mindennapi gyakorlatban, hogy optimális választ adjon a pácienseinek igényeire.

Elizabeth Ducottet
Elnök-vezérigazgató



MOZGÁS ÉS MOZGATÁS

BOTOK ÉS MANKÓK.....	6
JÁRÓKERETEK.....	12
ROLLÁTOROK.....	13
KEREKESSZÉKEK.....	17
BETEGMOZGATÓ FOTELEK.....	20



MINDENNAPI ÉLETVITELT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

TUSOLÓ SZÉKEK.....	24
FÜRDŐKÁD ÜLŐKÉK.....	25
FÜRDŐSZOBAI KIEGÉSZÍTŐK.....	26
WC MAGASÍTÓK.....	29
SZOBAI WC-K.....	30
VÉRYOMÁSMÉRŐK.....	32
HŐMÉRŐK.....	34



ÁGY ÉS KÖRNYEZETE

ANTIDECUBITUS ESZKÖZÖK.....	38
KIEGÉSZÍTŐK.....	40
ÜLŐPÁRNÁK.....	41
PÁRNÁK.....	43
MATRACOK.....	44
GYÓGYÁSZATI ÁGYAK.....	47
ÁGY KÖRÜLI ESZKÖZÖK.....	50



MOZGÁS ÉS MOZGATÁS

BOTOK ÉS MANKÓK

JÁRÓKERETEK

ROLLÁTOROK

KEREKESZÉKEK

BETEGMOZGATÓ FOTELEK



BOTOK ÉS MANKÓK

A mankók a CERAH által lettek tesztelve az ISO 11334-1 szabványnak megfelelően



Globe-trotter mankó

- Széles támasz az alkarra nehezedő nyomás jobb elosztatásáért.
- Megerősített alkartámasz a nagyobb, 150 kg-os teherbírás érdekében.
- A fogantyú megakadályozza a kéz elcsúszását.
- Alumínium.

Szürke

Kódja: W2016 022 010 x 10 pár

Kék

Kódja: W2016 021 010 x 10 pár

Magasság állíthatósága 77 - 99 cm
5 fokozat- 2,5-cm-enként

Súly 510 g/db



Rugalmas támasztó rész

Globe-Trotter szürke mankóhoz és Globe-Trotter+ mankóhoz

Kódja: WW2016 0016A x 6 pár

Belső átmérő 19 mm

Globe-Trotter kék mankóhoz

Kódja: WW2016 0008A x 6 pár

Belső átmérő 19 mm



Globe-trotter + mankó

- Kétkomponensű mankó.
- Széles támasz az alkarra nehezedő nyomás jobb elosztatásáért.
- A fogantyú puha anyaggal van bevonva és határolóval van ellátva, hogy megakadályozza a kéz elcsúszását.
- Vonzó megjelenés és kitűnő járási kényelem.
- Alumínium.

Kódja: W2017 021 006 x 6 pár

Magasság állíthatósága 77 - 99 cm

5 fokozat- 2,5-cm-enként

Súly 510 g/db





Jégtüske

Jeges vagy havas talajra.

Kódja: W2018 001 001 Párban

A Globe Trotter és a Globe Trotter+ mankók maximális terhelhetősége : 150 kg.



Kényelem :
puha anyag és
csúszásgátló
funkció

Biztonság :
elülső
fényvisszaverő



BOTOK ÉS MANKÓK

A mankók a CERAH által lettek tesztelve az ISO 11334-1 szabványnak megfelelően

A botok a CERAH által lettek tesztelve az NF EN 1985 szabványnak megfelelően

Gyerek mankó

- Lágy fogantyúval.
- Fényvisszaverő a fogantyú elején és hátulján a nagyobb éjszakai biztonság érdekében.
- Kartámasz és állítható magasságú csövek.
- Hangtompító gyűrű a csendes használatért.
- Alumínium.

Kódja: W2015 003 001	Párban
Magasság állíthatósága	58 - 75 cm 7 fokozat- 2,5-cm-enként
Súly	470 g/db



110 - 144 cm
Max. 100 kg

Comfort mankó

- Tökéletes kényelem és biztonság.
- Széles, puha, anatómiai kialakítású fogantyú, mely tökéletes nyomáeloszlást biztosít.
- A félhold alakú kargyűrű lehetővé teszi, hogy a mankót a karunkon lógassuk, miközben pld. kinyitjuk az ajtót.
- Állítható magasságú kartámasz.
- Eloxált alumínium.

Metál kék	
Kódja: W2030 004 002	Párban
Magasság állíthatósága	74 - 96 cm 10 fokozat- 2,5-cm-enként

Alkartámasz állíthatósága	24 - 32 cm
Súly	860 g/db

Hónalj mankó

- Kényelmes, párnázott.
- Erős alátámasztást biztosít járás közben.
- Alumínium.

Alacsony magasság (S)	
Kódja: W2010 002 101	Párban
Páciens magassága	135 - 155 cm
Magasság állíthatósága	90 - 110 cm
Közepes magasság (M)	
Kódja: W2010 002 201	Párban
Páciens magassága	155 - 175 cm
Magasság állíthatósága	110 - 130 cm
Nagy magasság (L)	
Kódja: W2010 002 301	Párban
Páciens magassága	175 - 195 cm
Magasság állíthatósága	130 - 150 cm
Súly	850 g - 990 g között



135 - 195 cm
Max. 130 kg

Soft Walk anatómiai fogantyús exkluzív bot

- Erős, nagyon kényelmes és esztétikus megjelenésű.
- Finoman ívelt fogantyú nagy és kis kezűeknek egyaránt.
- A praktikus csuklópánt szabaddá teszi a kezet.
- Fényvisszaverő a fogantyú elején a jobb láthatóság érdekében.
- Csúszásgátló botvéggumi.
- Órany-metál fényű alumínium cső.

Jobb	
Kódja: W2130 001 001	
Bal	
Kódja: W2131 001 001	
Magasság állíthatósága	74 - 94 cm
Súly	395 g (csuklópánttal)



142 - 182 cm
Max. 130 kg

ART sétabot anatómiai fogantyúval

- Könnyű és masszív.
- Az anatómiai kialakítású fogantyú biztosítja a nyomás kiváló eloszlását.
- Hangtompító gyűrű a csendes használatért.
- A magasság nagyfokú állíthatósága.
- Alumínium.

Fa sétabot


- Elegáns, könnyű és kopásálló lakkozással ellátott.
- A hajlított markolat lehetővé teszi a sétabot ráakasztását a karra.
- A T alakú sétabot kényelmes fogást biztosít.
- Gesztenyebarna.

Hajlított fogantyú	
Kódja: W2040 003 018	
T-alakú fogantyú	
Kódja: W2100 001 048	
Magassága	90 cm
Súly	300 g

Classic sétabot T-alakú fogantyúval

- Könnyű és erős.
- A fából készült fogantyú kényelmes és kellemes tapintású.
- Magassága állítható.
- Zajcsökkentő gyűrű a csendes használatához.
- Alumínium cső.

Fekete	
Kódja: W2090 001 001	
Magasság állíthatósága	77,5 - 101 cm
Súly	340 g



149 - 196 cm
Max. 100 kg



Jobb	
Kódja: W2110 001 001	
Bal	
Kódja: W2111 001 001	
Magasság állíthatósága	77 - 100 cm
Súly	400 g



148 - 194 cm
Max. 100 kg

Botvég gumi

- Alumínium botokhoz.
- Az Art anatómiai bothoz, a T-fogantyús Classic sétabothoz és a Classic összecsatolható bothoz.
- Fekete.

Kódja: WW59500001A	
Belső átmérő	19 mm



Max. 174 cm
Max. 100 kg



ÖSSZECSUKHATÓ BOTOK

2018
Új




Elite összehajtható bot

- Elegáns, nagyon könnyű és ellenálló, az **Elite botot** tokkal és hozzá illő csuklópánttal szállítjuk.
- Állítható bot, amely 4 szakaszban összehajtható. Zajcsillapító gyűrű.
- Kompakt és diszkrét, könnyen összehajtható, táskába és bőröndbe is befér, saját tokja biztosítja a védelmét.
- Nagyméretű, fából készült Derby fogantyú fekete csuklópánttal és botvéggumival.
- Színes, nyomtatott alumínium cső. Csúszásgátló botvéggumi.

Szürke-fekete pepita mintás

Kódja: W2071 001 401

Magasság állíthatósága	82 - 94 cm 5 fokozat - 3-cm-enként
Hossza összehajthatva	30 cm
Fogantyú (HxSz)	12,9 x 2,3 cm
Súly	320 g
Tok (HxSz)	37 x 17,5 cm



A botok a CERAH által lettek tesztelve az NF EN 1985 szabványnak megfelelően



Classic összehajtható bot

- Magassága állítható.
- Zajcsökkentő gyűrű a csendes használathoz.
- Fa T-alakú fogantyú, amely kényelmes és kellemes tapintású.
- Alumínium cső.

Fekete

Kódja: W2070 001 001

Magasság állíthatósága	83 - 93 cm
Hossza összehajthatva	31 cm
Súly	350 g



Liberty



Cashmere



Rose



Wild fruit



Bellflower



Red diamond

2018
Új

MyLittleCane bot

Vonzó, színes, nagyon könnyű, de ugyanakkor nagyon ellenálló, a **MyLittleCane** diszkrétén kíséri az összes házon kívüli útján.

- Összehajtható bot tokkal és hozzáillő csuklópánttal.
- Állítható bot, amely 5 szakaszban összehajtható és a zajcsillapító gyűrűnek köszönhetően csendes.
- Kompakt és diszkrét, egy szempillantás alatt összehajtható, szétnyitható és behelyezhető a tokjába. Ideális kényeztetésben, bőröndben vagy autóban történő szállításhoz.
- Nagyon praktikus, mert a csuklópánt minden körülmények között szabadon hagyja a kezét és a bot nem csúszik ki a kézről.
- Színes, nyomtatott alumínium cső. Csúszásgátló botvéggumi.



Liberty

Kódja: W2072 002 501

Cashmere

Kódja: W2072 003 501

Rose

Kódja: W2072 004 501

Wild fruit

Kódja: W2072 005 501

Bellflower

Kódja: W2072 006 501

Red diamond

Kódja: W2073 001 501

Magasság állíthatósága	82 - 89,5 cm 4 fokozatban - 2,5-cm-enként
Hossz összehajthatva	23 cm
Fogantyú (H x Sz)	11,7 x 2,3 cm
Súly	250 g
Tok (H x Sz)	29 x 15 cm





JÁRÓKERETEK

A járókeretek a CERAH által lettek tesztelve az ISO 11199 szabványnak megfelelően



Fix járókeret

- Könnyű és masszív.
- Kényelmes fogantyúk.
- Nagyon stabil a hajlított lábának köszönhetően.
- Alumíniumból készült.

Kék

Kódja: W2320 001 001

Magasság állíthatósága	78 - 85 cm
Maximum szélesség x mélység	63 x 41 cm
Súly	1,8 kg



Összecsukható járókeret

- Könnyen összecsukható.
- Kényelmes fogantyúk.
- A magassága állítható.

Kék

Kódja: W2300 003 002

Magasság állíthatósága	80 - 92 cm (2,5-cm-enként)
Maximum szélesség x mélység	65 x 47 cm
Súly	2,8 kg

Lépegető, összecsukható járókeret

- Az előre haladás érdekében lépegető mozgásra képes (2 fajta lépésre: hosszúra és rövidre).
- Könnyen összecsukható.
- Kényelmes fogantyúk.
- A magassága állítható.



Kék

Kódja: W2310 003 002

Magasság állíthatósága	78 - 90 cm
Maximum szélesség x mélység	69 x 47 cm
Súly	3 kg



ROLLÁTOROK

A rollátorok a CERAH által lettek tesztelve az ISO 11199 szabványnak megfelelően



Eltávolítható háttámla.



Duo Comfort rollátor

- Beltéri használatra.
- Bizonyítottan stabil, könnyen összesukható.
- Magasabb ülőke magasság a kényelem növeléséért.
- Állítható magasságú fogantyúk.
- eltávolítható háttámla.

Szürke

Kódja: W2220 003 002

Magasság állíthatósága	79 - 96 cm
Rollátor (Sz x Mé)	58,5 x 65 cm
Ülőke magasság	52 cm
Súly háttámlával / anélkül	5,7 kg / 5,3 kg

Trio rollátor

Kosárral és tálcával.

- Jól manőverezhető, bel- és kültéri használatra (első bolygókerékek).
- Anatómiai formájú, állítható magasságú fogantyúk a nagyobb kényelemért.
- Lejtős úton a sebesség lassítására szolgáló fékek.
- Parkolófékek a kerekek blokkolására.
- Összecsukható a könnyebb szállíthatóság érdekében.

Kék

Kódja: W2200 004 002

Magasság állíthatósága	80,5 - 92,5 cm
Rollátor (Sz x Mé)	64 x 69 cm
Súly	7 kg



Összecsukható.



ROLLÁTOROK

A rollátorok a CERAH által lettek tesztelve az ISO 11199 szabványnak megfelelően



A rollátor biztonsági zárrendszere



Összecsukott állapotban felállítva tárolható.



Quatro rollátor

Kosárral, tálcával és bottartóval.

- Kültéri és beltéri használatra.
- Lehetővé teszi a biztonságos bevásárlást vagy egy tálca átvitelét a konyhából az étkezőbe.
- Puha anatómiai kialakítású fogantyúk, melyek használata nagyon kényelmes.
- A rögzítő fékek mozdulatlaná teszik a rollátort, lehetővé téve a biztonságos leülést.



Max.
130 kg

Kék

Kódja: V0504026

Ezüst

Kódja: V0504029

Magasság állíthatósága	78,5 - 97,5 cm
Rollátor (Sz x Mé)	59,5 x 67,5 cm
Ülőke (Sz x Mé)	39 x 22 cm
Ülőke magasság	60,5 cm
Súly	9,4 kg (tálca és kosár nélkül) 10,2 kg (tálccával és kosárral)



Move Light rollátor

Kosárral és bottartóval.

- Kültéri és beltéri használatra.
- Súlya rendkívül könnyű, használata egyszerű.
- Tágas ülés és párnázott háttámla a nagyobb kényelemért.
- Összecsukott állapotban könnyen szállítható és tárolható.
- Rögzítő fékek.
- Anyaga: alumínium.



Max.
100 kg

Kék

Kódja: V0504185

Ezüst

Kódja: V0504180

Magasság állíthatósága	81 - 92 cm
Rollátor (Sz x Mé)	61 x 71 cm
Ülőke (Sz x Mé)	30 x 29,5 cm
Ülőke magasság	58 cm
Súly	7,5 kg





ROLLÁTOROK

ÚJ 2018 2. negyedévéétől
rendelhető



Vonzó és diszkrét,
vázba szerelt
fékkábelekkel.

Kényelem és
biztonságos
ülés:
párnázott
ülés és
rugalmas
háttámla.

Egy kézzel
könnyedén
összecsukható.
Segíti a
járdákon
és az
akadályokon
való navigációt.



Összecsukva álló
helyzetben marad.
Kis méretű, mindössze
23 cm széles.

Teljesen összecsukott
állapotban nagyon
kicsi.



Szürke, fekete és kék

Kódja: W2230 001 001

Fogantyú magasság állíthatósága	79 - 91,5 cm között 2,5-cm-enként
Rollátor (Sz x Mé)	67 x 70 cm
Összecsukott rollátor (Sz)	23 cm
Ülőke (Sz x Mé)	45 x 22,5 cm
Ülőke magasság	54 cm
Teljes súly kosárral	7,9 kg
Felhasználó magassága	Kb. 160 - 190 cm



A rollátorok a
CERAH által lettek
tesztelve az ISO 11199
szabványnak
megfelelően

Új kialakítású rollátor

Levehető kosárral és bal / jobb átforgatható bottartóval.

- Olyan rollátor, ami nem a megszokott módon néz ki: úgy alakították ki, hogy segítséget nyújtson a mindennapi házon kívüli tevékenységekhez.
- Alumínium rollátor: nagyon praktikus, stabil és könnyű.
- Ideális beltéri és kültéri használatra, természetes gyalogló mozgást tesz lehetővé.
- Egy kézzel könnyedén összecsukható.
- Kifogástalan megjelenés: vázba épített fékek, párnázott ülés, kosár.
- A parkolófékek nem engedik elmozdulni a rollátort, hogy a felhasználó biztonságosan le tudjon rá ülni.
- Ergonómikus fogantyúk állítható magassággal, hogy minden felhasználóhoz illeszkedjenek.
- Biztonságos és kényelmes megpihenést tesz lehetővé: a párnázott ülés és a rugalmas háttámla, amihez hanyattesés nélkül hozzá lehet dőlni.
- Könnyebb navigálni a járdaszegélyeken és az akadályokon.
- Teljesen összecsukható, rendkívül kompakt és kisebb gépkocsi csomagtartójába is befér.

KEREKESZÉKEK

A kerekesszékek a
CERAH által lettek
tesztelve az ISO 12183
szabványnak
megfelelően



Felhajtható kartámaszok

Könnyű szállítás
Tolászék fogantyúk



Levehető lábtartók

Patent tengely

Classic Light

- Masszív, összecsukható kerekesszék.
- Könnyű (10kg) és kompakt váz, egyszerű a szállítása gépkocsival.
- Kényelmes párnázott ülőfelület, mely tűzálló a nagyobb biztonság érdekében.
- 24" patent-tengellyel ellátott hátsó kerekek légtömölös vagy tömör gumival.
- 8" x 1" tömör gumis első kerekek.

Fekete / Fekete

Kódja: W5500

Teljes szélesség	59,5 / 63,5 / 69,5 cm
Teljes hosszúság x magasság	113 x 98 cm
Ülőke magasság	50 cm
Ülőke mélység	41 cm
Kerekesszék/váz súlya	18 / 10 kg

A következő
ülőkék
szélességei
közül
választhat:
41 - 45 - 51 cm





KEREKESZÉKEK

A kerekesszékek a CERAH által lettek tesztelve az ISO 12183 szabványnak megfelelően



Kihajtható
kartámaszok
tolókocsi
fogantyúkkal



Patent tengely

Állítható magasságú és
eltávolítható lábtartó az
egyszerűbb szállításért



A következő
ülőke
szélességek
közül
választhat:
41 - 43 - 45 -
51 cm

Classic DF+

- Összecsukható, masszív és funkcionális.
- Egyszerű szállíthatóság.
- Acélszerkezet és dupla keresztmervítő.
- Párnázott, nylon ülőrész és háttámla.
- Tároló zseb a háttámlán.
- 24" légtömölős- vagy tömör gumis hátsó kerekek.
- 8" x 1" tömör gumis első kerekek.

Fekete / Kék

Kódja: W5600

Teljes szélesség	61 / 64 / 66 / 70 cm
Teljes hosszúság x magasság	115 x 92 cm
Ülőke magasság	48 x 52 cm
Ülőmélység	45 cm
Váz súlya	19 / 12 kg



Max.
120 kg



A következő ülőke
szélességek közül
választhat:
41 - 45 - 51 cm

Classic Evolution dönthető üléssel

- Összecsukható, egyszerűen szállítható, kompakt kerekesszék.
- Kényelmes párnázott ülőfelület, mely tűzálló a nagyobb biztonság érdekében.
- Magas háttámla, melynek dőlésszöge pontosan állítható.
- Eltávolítható kartámaszok, melyek elől alacsonyabbak, hogy a felhasználónak ne legyen gondja az asztalhoz ülni.
- 24" patent-tengellyel ellátott hátsó kerekek légtömölős vagy tömör gumival.
- 8" x 1" tömör gumis első kerekek.

Kódja: W5450

Teljes szélesség	59,5 / 63,5 / 69,5 cm
Kerekesszék (H x M)	104 x 93 cm
Ülőke magasság	50 cm
Ülőke mélység	41 cm
Kerekesszék/váz súlya	19 / 12,3 kg



Max.
120 kg

KIEGÉSZÍTŐK



Kétoldalas tálca

- Classic Evolution W5450 kerekesszékhez adaptálható.
- Tépőzáras rendszerrel rögzíthető.


Fautánzatú / Szürke

Kódja: WW540 000 020

Szállító készlet

A Classic Evolution és a
Classic DF modellekhez

Kódja: WW540 000 021



Vádlitartó / Lábfejtartó

Classic DF+

Bal Kódja: WW560 000 019

Jobb Kódja: WW560 000 020

Classic DF és Evolution
modellekhez

Bal Kódja: WW540 000 014

Jobb Kódja: WW540 000 015

Classic Light modellekhez

Bal Kódja: WW550 000 026

Jobb Kódja: WW550 000 027





BETEGMOZGATÓ FOTELEK



Emelő



Függőleges



Pihenő/TV néző



130 kg
Max.

John betegmozgató fotel

- Rendkívül kényelmes pihenő fotel kiváló deréktámasszal.
- 4 pozíció: függőleges, pihenő/TV néző, teljesen hátradöntött, emelő.
- Könnyen használható kétgombos távirányító, mely a jobb oldali zsebben tárolható.
- A hátsó bolygókerék megkönnyíti a fotel mozgását.
- A háttámlát külön csomagoljuk. Szerszám használata nélkül, másodpercek alatt hozzászítható a fotelhez.
- Betegmozgató fotel 1 motorral. A motor megfelel a CE jelzés követelményeinek.

3 változatban:

- Mokka színű műbőr: nagyon puha bevonat, vízálló és könnyen tisztítható. Pamut / poliészter poliuretán bevonattal.
- Csokoládé színű mikroszálas szövet, 100% poliészter.
- Szarvasbőr színű prémium mikroszálas szövet, 100% poliészter.

Mokka és csokoládé szövetek: független laboratórium által tesztelt és jóváhagyott tűzállóság a nagyobb biztonság érdekében. A csokoládé és a szarvasbőr színű mikroszálas modellek fejtámla és a karfa védelemmel kerülnek forgalomba. Eltávolítható ülés teljesen eltávolítható üléshez.


Mokka és csokoládé huzattal: a betegmozgató fotel intézményi használatra is megfelelnek (az EN 1021-1 és 2 szabványoknak megfelelően tesztelve a tűzállóság tekintetében).



Mokka huzattal
döntve



2018
Új



Szarvasbőr huzat
Relax modell

Moka

Kódja: W7503 440 001

Szarvasbőr

Kódja: W7503 590 001

Csokoládé

Kódja: W7503 214 001

Ülőke magasság	48 cm
Fotel (Sz x Mé x Ma)	84 x 81 x 105 cm
Karfák közötti szélesség	55 cm
Ülőke mélység	50 cm
Teljes hossz hátradöntött állapotban	163 cm
Fotel súlya	55 kg



Fejtámla védelem



Kartámla védelem

2018
Új



Csokoládé színű
modell



MINDENNAPI ÉLETVITELT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

TUSOLÓ SZÉKEK

FÜRDŐKÁD ÜLŐKÉK

FÜRDŐSZOBAI KIEGÉSZÍTŐK

WC MAGASÍTÓK

SZOBAI WC-K

VÉRNYOMÁSMÉRŐK

HŐMÉRŐK



TUSOLÓ SZÉKEK




Guruló tusolószek

- Nagy bolygókerékkel van ellátva a könnyebb mozgathatóság érdekében.
- Felhajtható lábtartó a nagyobb kényelem és biztonság érdekében.
- Alumínium váz epoxi borítással.

Kódja: V1214515

Szék (Sz x Mé)	57 x 58 cm
Szék magasság	48 cm
Szék (Sz x Ma x Mé)	46 x 41 x 38 cm
Karfák közötti ülés szélesség	44 cm
Súly	8 kg



Tusoló szék és ülőke

- Az ülőke lekerekített formája és érdes felülete stabil megtámasztást biztosít.
- Perforált háttámla és ülőke a víz könnyebb lecsöpögtetésére.
- Beépített fogantyúk a nagyobb stabilitás érdekében.
- Az ülőke magassága állítható a könnyebb leülés és felállás érdekében.
- Alumínium váz (nem rozsdásodik).



Tusoló szék


Kódja: W1600 001 001

Tusoló ülőke

Kódja: W1610 001 000

Ülőke magasság állíthatóság	36 - 46 cm
Szék és ülőke (Sz x Mé)	51 x 31 cm

FÜRDŐKÁD ÜLŐKÉK



Kifordítható fürdőkádülőke

- Az ülőke lehetővé teszi, hogy a használója teljes biztonsággal üljön be a kádba és fürdjön benne.
- Az ülőke 360°-ban körbefordítható, és egy puha fogantyú segítségével 90°-onként rögzíthető.
- Gumi lábainak és a két stabilizáló tengelynek köszönhetően nagyon stabil.
- Alumínium váz, rozsdamentes acél csavarok, nagy tömörségű polietilén ülőke (nem rozsdásodik).

Kódja: V1217532

Ülőke (Sz x Mé)	42 x 39 cm
Teljes szélesség	71 cm
Karfák közötti távolság	56 cm
Súly	4 kg

Fürdőkádülőke

támlával

- Állítható szélességű a nagyobb stabilitás érdekében.
- Magas hát- és kartámasz a nagyobb kényelem érdekében.

Kódja: V1214521

Ülőke (Sz x Mé)	42 x 38 cm
Teljes szélesség és magasság	65 - 72 x 37 cm
Karfák közötti távolság	44 - 51 cm
Kartámlák magassága	22 cm
Súly	4,65 kg

támla nélkül

- Állítható a magassága (3 fokozatban) és a szélessége, megakadályozandó, hogy a felhasználó túl mélyre kerüljön a kádban.

Kódja: V1214520

Ülőke (Sz x Mé)	42 x 38 cm
Ülőke magasság	0 - 12 - 22 cm
Teljes szélesség és magasság	65 - 72 x 27 cm
Karfák közötti távolság	44 - 51 cm
Súly	3,2 kg

Ezeket az ülőkéket bármikor könnyen felszerelhetjük vagy eltávolíthatjuk az ülőkét tartó és a kád peremeire helyezhető széles kartámlák segítségével. A rácsos szerkezetű polipropilén ülőkéről könnyen lecsöpög a víz. Teljesen rozsdamentes acél és eloxált alumínium szerkezet. Autoklávban mosható.





FÜRDŐSZOBAI KIEGÉSZÍTŐK



Max.
200 kg

Füldőkád padok

fogantyúval

- Mélysége és anatómiai formája jó megtámasztást nyújt.

Kódja: W1820 003 001

tapadókorongokkal

- Egy pillanat alatt, lehajolás nélkül felszerelhető
- Egyedülálló rögzítő rendszere optimális biztonságot nyújt:
 - A két szögben állítható tapadókorong garantálja a kád oldalaihoz történő biztonságos rögzítést.
 - A tetején lévő két fogantyú lehetővé teszi a szélesség egyszerű beállítását.
- Az előlő bevágás megkönnyíti az intim tisztálkodást.

Kódja: W1820 002 002

	fogantyúval	tapadókorongokkal
Pad (Mé x Sz x Ma)	69 x 27 x 10 cm	68 x 27 x 20 cm
Teljes szélesség (min-max)	27 cm	27 - 33 cm
Állítható pad szélesség	40 - 61 cm	42,5 - 65 cm
Mélység	61 cm	65 cm
Súly	1,3 kg	1,8 kg



Max.
200 kg



Max.
125 kg

Felhajtható ülőke zuhanyozáshoz

- A perforált polipropilén ülőkéről könnyen lecsöpög a víz
- Felhajtott állapotban nagyon kis helyet foglal a tusolóban.
- A mellékelt sablonnal könnyen a falhoz rögzíthető.

Kódja: V1214519

Ülőke (Sz x Mé)	42 x 38 cm
Lehajtva (Mé x H x Ma)	52 x 42 x 11 cm
Felhajtva (Mé x H x Ma)	12 x 42 x 45 cm
Súly	3 kg

Tapadókorongos füldőkád ülőke

- 4 db tapadókoronggal rögzíthető a kád aljához, melyek közül egy biztonsági zárral ellátott.
- Széles, anatómiai vonalvezetésű ülőke.
- A víz optimális levezetésére alakították ki.
- Az előlő bevágás megkönnyíti az intim tisztálkodást.
- 2 magasságban állítható: 20 vagy 25 cm-re.

Kódja: W1630 002 001

Ülőke (Sz x Mé)	40 x 32 cm
Teljes magasság	20 - 25 cm
Súly	1,5 kg

Védőtasakok zuhanyozáshoz

- Megvédi a sérült testrészt a víztől.
- Öntapadó szalag segítségével biztonságosan rögzíthetők.

Kéz

Kódja: V1206116 3 db/csomag

Kar

Kódja: V1206110 3 db/csomag

Láb

Kódja: V1206114 3 db/csomag

Lábfej

Kódja: V1206112 3 db/csomag



Csúszásgátló zuhanyzóba

- Megelőzi a véletlen elcsúszást.
- Sok apró tapadókorongjával kiváló tapadást biztosít a felülethez
- 100% PVC anyaga kizárja a penészesedés lehetőségét.

Gyöngyház fehér


Kódja: W1850 002 002

Csúszásgátló zuhanyzóba (H x Sz) 51 x 51 cm





FÜRDŐSZOBAI KIEGÉSZÍTŐK



Csúszásgátló kapaszkodó

- A lakáson belüli biztonságosabb mozgás és közlekedés céljára fejlesztették ki.
- Csúszásgátló anyaga nagyfokú biztonságot nyújt a felhasználóknak
- Könnyen felszerelhető, diszkrét.
- Rögzítés: 4 csavar és tipli rögzíti (nincs mellékelve).

Egyenes kapaszkodó: a fürdőszobában, lépcsőkön, stb. való biztonságosabb közlekedésre

30 cm Kódja: V1213716


45 cm Kódja: V1213717

60 cm Kódja: V1213718

Hajlított kapaszkodó: a WC-ről való felálláshoz vagy a kádból való kiszálláshoz.

33 cm Kódja: V1213719

40 cm Kódja: V1213720



Kapaszkodó

- Megfelelő támaszt nyújt a leüléshez és felálláshoz.
- Általában párban használandók a WC két oldalán egymástól 60 cm-es távolságban, a talajtól kb. 80 cm magasan.
- Tolókocsiból való átszálláskor az egyik kapaszkodót hajlítsuk fel, így megközelíthetővé válik a WC, míg a másikra támaszkodva könnyebb az átszállás.

Kódja: V1213714 Darabonként értékesítve
Fali kapaszkodó (H x M x Sz) 70 x 20 x 10 cm



Fürdőkád kapaszkodó

- Megfelelő magasságon nyújt kapaszkodást a kád peremén való átlépés megkönnyítésére.
- A szemcsés műanyag fogantyú jó fogást biztosít.
- A kád széléhez szerszám nélkül, állítható szorítópofák segítségével rögzíthető (a szorítópofák felülete gumi, hogy elkerüljük a kád karcolódását).

Kódja: W1740 001 001

A szorítópofák állíthatók 6,5 - 17 cm
Kád feletti magassága plusz 30 cm

WC MAGASÍTÓK



Soft WC-magásító

- Nagyon kényelmes és stabil.
- Vízálló filmréteggel védett habszivacs.
- A legtöbb WC-re kiválóan illeszkedik.
- Szappanos vízzel mosható, vagy klórmentes tisztítószerrel fertőtleníthető.

11 cm Kódja: W1550 001 001

Autoklávban sterilizálható 5 percig 90°C-on



Rögzítőcsavaros WC magasító

- Sima, könnyen tisztítható felület.
- Az elülső bevágás elősegíti a személyes higiéniát.
- A rögzítő csavarok két külső forgatógombbal állíthatók.
- Ez a rendszer lehetővé teszi a WC magasító gyors felszerelését és eltávolítását.

Tetővel

10 cm Kódja: W1840 005 201

14 cm Kódja: W1840 005 301

Tető nélkül

10 cm Kódja: W1840 004 201

14 cm Kódja: W1840 004 301



WC-magásító konzolos

- A rögzítő rendszer kiváló stabilitást biztosít.
- Az elülső bevágás megkönnyíti az intim tisztálkodást.
- Sima, könnyen tisztítható felület.
- Fedéllel is kapható, hogy fenntartsa a hagyományos WC kinézetet.
- 4 rögzítési pont.

Tetővel

10 cm Kódja: V1214722

Tető nélkül

10 cm Kódja: V1214721



Rápattintós WC-magásító

- Kiváló stabilitás: rápattintással rögzíthető (közvetlenül a wc ülőkére).
- Nagyon könnyű és egyszerű szállítani.

10 cm Kódja: W1510 003 001



SZOBAI WC-K



Classic szobai WC

- Exkluzív, masszív és kényelmes forma.
- Vastagon párnázott.



Kódja: V1214540Egyesével

Kódja: V12145413-as csomagolásban

Padló-WC ülőke magasság	48 cm
Ülőke szélesség	44 cm
Karfák közötti távolság	55 cm



Hajlított ívű háttámlájuk és pazarul kipárnázott ülőkéjük rendkívül kényelmessé teszik az ülést. Az ülőke borítás felhajtható a könnyebb tisztántartás érdekében.

A vödört oldalra vagy az ülőke irányában távolíthatjuk el, anélkül, hogy a páciens mozgatnunk kellene. A vödör dupla peremének és fedelének köszönhetően elkerülhető a kellemetlen szagok terjedése.



Szobai WC

- Kényelmes párnázás.

Kódja: V1216540Egyesével

Kódja: V12165413-as csomagolásban

Padló-WC ülőke magasság	49 cm
Ülőke szélesség	45 cm
Karfák közötti távolság	52,5 cm

Kifröccsenés-gátló



WC magasztó



Kapaszkodó keret



Szállító doboz

Szobai WC 3 az 1-ben

- Szobai WC, WC magasztó, kapaszkodókeret.
- Állítható magasságú ülőke.
- Könnyen összecuszkodható és szállítható.
- Szerszám nélkül 5 perc alatt össze- és szét szerelhető.
- Epoxi festett acél váz.

Fehér, világos kék, tengerészkék

Kódja: W1910 001 001

Ülőke állítható magassággal (7 pozícióban)	43 - 58 cm
Kartámaszok közötti szélesség	47,5 cm



Állítható magasság

Szobai WC
(tengerészkék wc tetővel)

Kék gördíthető szobai WC

- Lehetővé teszi a beteg mozgását és WC-re helyezését.
- A magas háttámla kiváló megtámasztást nyújt.
- A kartámaszok lehajthatók.
- Fékkal ellátott hátsó kerekek.
- A lábtámaszok kihajthatók vagy az egyszerűbb szállítás érdekében levehetőek.
- Könnyen szállítható, mivel összecuszkva kis helyet foglal.

Kék

Kódja: W1960 002 002

Ülőke magassága	46 cm
Karfák közötti távolság	46 cm
Háttámla magassága	44,5 cm
Kerékátmérő	125 mm
Szék (H x Sz x M)	56 x 77 x 95 cm





VÉRNYOMÁSMÉRŐK

Az orvosi vizsgálat semmivel sem helyettesíthető, de az otthonunkban magunkon végzett vérnyomásméréssel az orvosunk számára értékes információkkal szolgálhatunk, és ezzel segíthetjük a diagnózis felállításában és a megfelelő kezelés előírásában.

A Thuasne vérnyomásmérője kiszűri a szívritmuszavart. Párhuzamosan és pontosan elmentik a szisztolés és diasztolés vérnyomást és a pulzusszámot. A Brit Hipertónia Társaság (BHS) által klinikailag tesztelve.



Automata felkaros vérnyomásmérő, átlagolt érték technológiával

- A vérnyomás nagyon gyakori méréséhez.
- Nagyobb pontosság érdekében automatikusan három egymást követő mérést végez és számolja ki az átlagot (MAM technológiával).
- Nagyméretű, könnyen olvasható kijelző.
- Akár 99 mérést is képes eltárolni a memóriájában, hogy lehetővé tegye a egészségügyi monitorozást egy vagy két fő esetén.
- Elemmel, vagy a külön megvásárolható hálózati adapterrel működik.
- Tárolódobozban szállítjuk a részletes használati útmutatóval és vérnyomás naplóval együtt.
- A/A besorolás a BHS által.

Kódja: W0840 004 001

BHS minősítés
(Brit Hipertónia Társaság)

C/B a csuklós modellre
A/A a felkaros modellekre

Mérési tartomány

szisztolés / diasztolés nyomás: 30 - 280 mmHg
pulzus: 40 - 200 szívverés percenként

Pontosság

vérnyomás: + / - 3 mmHg
pulzus: + / - 5 %

Memória

Csukló: 60 mérést tárol
Felkaros modellek: 99 mérést tárol

Mandzsetta méret

Csuklós: 13,5 - 19,5 cm
Felkaros modellek: 22 - 32 cm
Megvásárolható nagy mandzsetta: 32 - 42 cm
Csukló: 2 db AAA 1,5 V elem (tartozék)
Felkaros modellek: 4 db AA 1,5 V elem (tartozék) mindhárom modell újratölthető akkumulátorral is működik

Energiaforrás

Opció a felkaros modellhez

hálózati adapter (nem tartozék)

Kipróbálás

A BHS által minősített modellek megbízható mérési eredményeket garantálnak

Classic felkaros vérnyomásmérő

- A vérnyomás rendszeres méréséhez.
- Gyors, megbízható vérnyomásmérés.
- Az utolsó 99 mérést rögzíti a memóriájába.
- Elemmel, vagy a külön megvásárolható hálózati adapterrel működik.
- Tárolódobozban szállítjuk a részletes használati útmutatóval és vérnyomás naplóval együtt.
- A/A besorolás a BHS által.

Kódja: W0850 002 001



Kompakt csuklós vérnyomásmérő

- Gyors és egyszerű vérnyomásméréshez ajánljuk.
- Könnyű felhelyezni a csuklóra, nincs szükség az ingujj feltűrésére sem.
- Az utolsó 60 mérést rögzíti a memóriájába.
- Tárolódobozban szállítjuk a részletes használati útmutatóval és vérnyomásnaplóval együtt.
- Könnyű és diszkrét.

Kódja: W0890 002 001





HŐMÉRŐK



Rugalmas
vég



Digitális babahőmérő rugalmas véggel

- A rugalmas vég kényelmesebb a babának. Gyorsan és pontosan méri a hőmérsékletet (10 másodperc alatt végbélen keresztül) és csörög, hogy jelezze a mérés befejeztét.
- Vízálló, megkönnyítve ezzel a tisztítást és a fertőtlenítést.
- Átlátszó tok a hőmérő védelmében.

Kódja: W1350 001 012

12 db-os kínáló dobozban



Érintésmentes hőmérő

- Pontos, megbízható és higiénikus.
- 5 cm-es távolságra tartva a homloktól 3 mp alatt megméri a hőmérsékletet anélkül, hogy felébresztenénk vagy levetkőztetnénk a gyereket.
- Többfunkciós: Használható homlokra és tárgyakkal is (szoba, fürdővíz, cumisüveg...).
- Láz jelzése: 10 rövid csipogás és piros kijelző.
- Tartozék: 2 db AAA 1,5 V-os elem és tartó tok.

Kódja: W1360 001 001

4 db-os kínáló dobozban



Digitális hőmérő

- Ötvözi az ergonómiát és a dizájnt.
- Az utolsó mérést tárolja, láz vészjelzővel.
- Pontosság +/- 0.1°.
- Automatikusan kikapcsol.

Kék

Kódja: W1340 500 012

12 db-os kínáló dobozban

Sárga

Kódja: W1340 120 012

12 db-os kínáló dobozban

	Rugalmas végű; Babáknak	Digitális	Érintésmentes
Mérési tartomány	32,0°C - 42,9°C	32,0°C - 42,9°C	testnél: 34,0-42,2°C tárgyakkal: 0-100,0 °C
Pontosság	±0,1°C - 34°C és 42°C között 18 - 28°C közötti szobahőmérsékleten	±0,1°C - 34°C és 42°C között 18 - 28°C közötti szobahőmérsékleten	±0,2°C - 36,0 és 39,0°C között
Kijelző	LCD 3 számjegyű	LCD 3 számjegyű	LCD 4 számjegyű + speciális ikonok
Szabványok	prEN12470-3 1997, klinikai hőmérő ASTM szabvány NF	prEN12470-3 1997, klinikai hőmérő ASTM szabvány NF	ASTM E1965; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
Energiaforrás	1 x 1,5 V elem	1 x 1,5 V / LR 41 elem	2db AAA 1,5 V-os elem



ÁGY ÉS KÖRNYEZETE

ANTIDECUBITUS ESZKÖZÖK

KIEGÉSZÍTŐK

ÜLŐPÁRNÁK

PÁRNÁK

MATRACOK

GYÓGYÁSZATI ÁGYAK

ÁGY KÖRÜLI ESZKÖZÖK



ANTIDECUBITUS ESZKÖZÖK

A felfekvések kialakulásának megelőzése elengedhetetlen.

A legmegfelelőbb termék kiválasztása érdekében szükséges a beteg állapotának felmérése a különböző rizikó felmérési skálákat használva úgy mint a Braden Skála.

Idősebb egyénekhez (65 és felett) különösen jól illik, széles körben elfogadott mint referencia skála és hat felmérési kritériumot nyújt.

A stratégiák optimalizálása érdekében, a szükségleteket fel kell mérni specifikus rizikó faktorok segítségével mint a szenzoros érzékelés, nedvesség, aktivitás, mozgékonyság, tápláltság, súrlódás, nyírás.

Braden Skála

	Pontszám (karikázza be a választ)
SZENZOROS ÉRZÉKELÉS	
Értelmezhető válaszadási képesség a nyomással kapcsolatos diszkomfort érzéssel kapcsolatban	Teljesen korlátozott
	Nagyon korlátozott
	Enyhén korlátozott
	Nincs károsodás
NEDVESSÉG	
A nedvesség mértéke, aminek a bőr ki van téve	Állandó nedvesség
	Nagyon nedves
	Alkalmanként nedves
	Ritkán nedves
AKTIVITÁS	
Fizikai aktivitás mértéke	Ágyhoz kötött
	Székhez kötött
	Alkalmanként sétál
	Rendszeresen sétál
MOBILITÁS	
A testhelyzet változtatásának és irányításának képessége	Teljesen mozgásképtelen
	Nagyon korlátozott
	Enyhén korlátozott
	Nincs korlátozottság
TÁPLÁLTSÁG	
Szokásos ételfogyasztás	Nagyon rossz
	Valószínűleg nem megfelelő
	Megfelelő
	Kiváló
SÚRLÓDÁS ÉS NYÍRÓDÁS	
A bőrre kifejtett nyomás	Problémás
	Lehetséges probléma
	Nincs látható probléma
AZ ÖN PONTSZÁMA	

Braden pontszám
18-tól 23-ig
A felfekvés kockázata
nulla-alacsony

Braden pontszám
14-től 17-ig
A felfekvés kockázata
alacsony-közepes

Braden pontszám
9-től 13-ig
A felfekvés kockázata
közepes-magas

Braden pontszám
6-től 8-ig
A felfekvés kockázata magas



CareProtectPedi

- Egy egyedülálló rendszer a nyomáspontok elosztására, hogy megelőzze a felfekvések kialakulását a lábon.
- Nagyon könnyen felvehető, viselete nem akadályozza a páciens mozgásában.
- Jersey alapanyag: 92% pamut és 8% elasztán.
- 60°C-on mosógépben mosható és újra használható.
- 90°C-on max. 10 alkalommal kifőzhető.


Kódja: 2306 01 Párban
1-es méret (27-31 cm)
2-es méret (32-36 cm)
3-as méret (37-42 cm)



Braden pontszám
9-től 13-ig
A felfekvés kockázata
közepes-magas



KIEGÉSZÍTŐK



Braden pontszám
9-től 13-ig
A felfekvés kockázata
közepes-magas

Teljesen tehermentesítő lábfejtő

- Ezt a segédeszközt közepes és magas kockázatú felfekvések kezeléséhez használhatjuk.
- Teljesen elnyeli a sarokra nehezedő nyomást, lehetővé téve a szabad vérkeringést.
- Röntgensugár áteresztő 70-140 KU.
- A habszivacsot poliuretán festékréteg védi.
- Tépőzáras rögzítés.
- Szappanos vízben mosható.

Kódja: W2450 002 001

Lábfejtő (H x Sz x M)

26 x 16 x 8,5 cm



Braden pontszám
18-től 23-ig
A felfekvés kockázata
nulla-alacsony



Vízpárna

- A test súlya alatt mozgó víz jó nyomáelosztást biztosít.
- Feltöltő készlet mellékelve.

Kódja: W0465 001 001

Párna súly (feltöltve)

kb. 9 kg

Párna (H x Mé)

43 x 48 cm

ÜLŐPÁRNÁK



Braden pontszám
9-től 13-ig
A felfekvés kockázata
közepes-magas

Memória szivacs párna

- Hátsó kivágással a szakrális- és farkcsonti felfekvés megelőzésére.
- Az ülőcsonti felfekvések elkerülésére: az ülőgumóknál vastagabb.
- Hátrafelé lejtő kialakítás a lecsúszás megakadályozására.
- Vízálló, lélegző huzat csúszásgátló alsó résszel.
- A huzat 90°C-on mosható és bármely hagyományos mosószerrel fertőtleníthető.

Kódja: W0480 003 001	Egyesével (2 huzattal szállítva)
Kódja: W0580 001 001	(1 huzattal szállítva)
Anyagsűrűség	82 kg/m ³
Párna (Sz x Mé x M)	43 x 43 x 6/9 cm
Párna súly	1,4 kg



Szivacs és folyékony zselés ülőpárna

- 4,5 cm vastag, 38 kg/m³ nagy rugalmasságú habszivacsból és 1 cm vastag folyékony zseléből áll.
- A zselé felső rétege követi a test mozgását.
- A folyékony zselé alatt található szivacsréteg kiváló nyomáelosztást biztosít.
- A huzat vízálló, jól szellőző, páraáteresztő ezáltal megakadályozza az izzadság felgyülemelését.
- A huzat 90°C-on mosható, bármilyen normál tisztítószerrel fertőtleníthető.

Kódja: W0470 003 001

Párna (Sz x Mé x M)


40 x 40 x 5,5 cm



Braden pontszám
14-től 17-ig
A felfekvés kockázata
alacsony-közepes



ÜLŐPÁRNÁK



Kiváló szellőzés a blokkok között



Kézi pumpa nyomásmérővel

2018
Új

Braden pontszám
6-től 8-ig
A felfekvés kockázata magas

35-től max.
120 kg-ig

Légkamrás párna

- A test a puha, egyedileg átformálódó celláknak köszönhetően a párnába süllyed.
- A cellák között keringő levegő növeli az érintkezési felületet, és nagyban csökkenti a nyomást a teljes fenékrészekben.
- A cellák közti kiváló légáramlás csökkenti a maceráció kockázatát.
- 1 db mindkét irányba nyúló (poliamid és elasztán) szövetburkolattal van ellátva, csúszásgátló alsó résszel.
- A huzat 40 ° C-on mosható.
- A párna felfújására szolgáló kézipumpa nyomásmérője megkönnyíti a párna pozicionálását.

1 szelepes (1 légkamrás) stabilitási problémáktól mentes páciensek részére

Kódja: W0490 004 102

(Sz x Mé x M) 40 x 40 x 7 cm

Kódja: W0490 004 202

(Sz x Mé x M) 45 x 40 x 7 cm

2 szelepes (2 légkamrás) stabilitási problémákkal küzdő páciensek részére

Kódja: W0490 004 302

(Sz x Mé x M) 40 x 40 x 7 cm

Kódja: W0490 004 402

(Sz x Mé x M) 45 x 40 x 7 cm

PÁRNÁK



Cervi+ és Cervi+ Maxi memória szivacs fejpárna

- Nagyon kényelmes, anélkül támasztja meg a fejet, hogy megterhelné a vállat vagy a gerincoszlopot.
- Formája a fej és a nyak anatómiai körvonalait követi, mindegy, hogy oldalt vagy hanyatt fekszünk rajta.
- A viszkoelasztikus habszivacs enyhe ellennyomást fejt ki, elősegíti a vérkeringést és csökkenti a nyomást.
- Jó minőségű sztreccs frottír huzat, 80% pamut, 20% poliészter (40°C-on mosható).
- Tartalék huzat rendelhető.

Cervi +

Kódja: W0460 004 001

Anyagsűrűség 75 kg / m³

Párna (Sz x Mé x M) 50 x 32 x 10,5 / 8 cm

Tartalék huzat WW0460 030 1A

Cervi + maxi

Kódja: W0460 004 002

Anyagsűrűség 75 kg / m³

Párna (Sz x Mé x M) 65 x 36 x 11,5 / 10 cm

Tartalék huzat WW0460 030 2A

Standard cserehuzat (H x Sz) 70 x 50 cm





MATRACOK



Klinikai matrac

- Hagyományos vagy elhasznált matrac lecserélésére lett kialakítva olyan ágyhoz kötött páciensek részére, akiknek szüksége van a kényelemre (vagy a biztonságra inkontinencia esetén).
- Nagy rugalmasságú poliészter habszivacs (30 kg/m³) garantálja a matrac kényelmességét és hosszú élettartamát.
- Teljes Promust PU huzat szellőző, vízálló poliuretán jerseyből. Zipzárok 3 oldalon, leffentyűvel.


Kódja: W3009 003 001

Anyagsűrűség	30 kg/m ³
Matrac (H x Sz x M)	195 x 88 x 14 cm

Braden pontszám
18-től 23-ig
A felfekvés kockázata
nulla-alacsony



40 kg-tól max.
120 kg-ig



Braden pontszám
14-től 17-ig
A felfekvés kockázata
alacsony-közepes



30 kg-tól max.
120 kg-ig

Váltakozó nyomást biztosító alátét és kompresszor

- Változó nyomású fedőmatrac klinikai matracon való használatra (Kódja: W3009 003 001), és lepedővel fedve.
- Két levegőkörből áll, amelyek két csövön keresztül egy kompresszorhoz kapcsolódnak. A két levegőkör váltakozva fújódik fel, hogy felváltva enyhítsék a nyomást.
- A fedőmatracban a nyomás a felhasználó súlyának megfelelően állítható.

Kódja: W3015 003 001

4,5-literes kompresszor: ABS ház

A nyomás állíthatósága	30 - 110 mmHg
Ciklus idő	10 perc

Kampók az ágyhoz való rögzítéshez

Alátét: Anyaga PVC

Felfűjt fedőmatrac – leffentyűkkel (H x Sz x M)	280 x 90 x 6,5 cm
---	-------------------



Egységes nyomást biztosító matrac

- Elektromos ápolási ágyhoz kiválóan használható matrac.
- Blokkokra szabdalts öntött matrac.
- 40 kg/m³ nagy rugalmasságú öntött poliuretán habszivacs.
- Teljes Promust PU huzat szellőző, vízálló poliuretán jerseyből. Zipzárok 3 oldalon, leffentyűvel.

Kódja: W3000 002 001

Nagy rugalmasságú PU habszivacs	40 kg/m ³
Matrac (H x Sz x M)	195 x 86 x 14,5 cm


Braden pontszám
14-től 17-ig
A felfekvés kockázata
alacsony- közepes



40 kg-tól max.
120 kg-ig



MATRACOK



Alacsony Magas Közepes
Többféle teherviselés

Memória szivacs matrac

- Fokozatosan tér vissza az eredeti pozíciójába, és ezáltal alacsony ellennyomást gyakorol a csont kidudorodásoknál.
- Teljes Promust PU huzat szellőző, vízálló poliuretán jerseyből. Zipzárok 3 oldalon, leffentyűvel.

40-től max.
120 kg-ig

Kódja: W3006 001 001

Viszkoelasztikus habszivacs sűrűsége	82 kg/m ³
Matrac (H x Sz x M)	195 x 87 x 14 cm

Braden pontszám
9-től 13-ig
A felfekvés kockázata
közepes-magas

GYÓGYÁSZATI ÁGYAK

Haydn ágy

1. funkció
Elektromos
magasságbeállítás

2. funkció
Elektromos
felsőtest emelés

Milánó fa ágykorlát

3. funkció
Elektromos lábemelés

Haydn és Mantovani ágyak

- Fém ágy motorral az ágy fej- és lábrészénél.
- 3 elektromos funkció :
 - Magasság beállítása.
 - Felsőtest emelése.
 - Lábak emelése.
- Elérhető Milánó fa ágykorlattal vagy Párizs fém ágykorlattal.
- Nagyon kompakt, mivel 4 részből áll.
- Az egyes részek súlya nem több 22 kg-nál.
- Eszközök nélkül, gyorsan összeszerelhető.

Milánó fa ágykorlát*

Haydn és Mantovani ágyakhoz.

- Teljesen beleolvad az otthoni környezetbe.
- Függőlegesen csúszthatató.
- Gyorsan beállítható. Nincs szükség eszközökre.

Kódja: VF214 927 222

Haydn ágy

- Rejtett magasságállító motorok az ágy fej- és lábrészénél.

Kódja: V2007 540 001 2 karton dobozban szállítva

* A Mantovani és Haydn ágyak 146 cm alatti páciensek esetén nem használhatók az ágykorlátokkal. Az G3 ágykorlátok kompatibilisek a Thuasne G2 és G3 ágy sorozataival.



GYÓGYÁSZATI ÁGYAK

Mantovani ágy

2018 Új:
meghajlított
kapaszkodó

Párizs fém ágykorlát

2018 Új:
kompakt SMPS
transzformátor

Minimális magasság 40 cm
(ágybetét nélkül, 100 mm-es
kerekekkel).

Mantovani ágy

- Magasság állító motorok elhelyezve a fejlapnál és az ágyvégnél.

Kódja: V2006 540 001 2 karton dobozban szállítva

Párizs fém ágykorlát*

Haydn és Mantovani ágyakhoz.

- Egy mozdulattal lehajtható.
- Az optimális biztonságért a kioldó rendszer a láb-részen nehezen elérhető a beteg számára.

Kódja: V214 925 125

Kapaszkodó

Haydn és Mantovani ágyakhoz.

Kódja: V214 910 110

* A Mantovani és Haydn ágyak 146 cm alatti páciensek esetén nem használhatók az ágykorlátokkal.
Az G3 ágykorlátok kompatibilisek a Thuasne G2 és G3 ágy sorozataival.


Haydn és Mantovani ágyak

Ágyak motorral az ágy fej- és láb-résznél, ezzel helyet felszabadítva az ágy alatt.






A vezetékek a kerethez vannak erősítve, hogy elkerülhető legyen azok kihúzása.

A fő áramvezeték megerősített, hogy megelőzze annak véletlen elvágását.



Elektromos lábemelő;
2 részben

A 2. rész kézzel is állítható, hogy hajlított térd pozíciót is felvehessen.



MŰSZAKI ADATOK

Ágy (A: Hosszúság x B: Szélesség)

C - A fejtámasz magassága az ágy alapjától

D - Legmagasabb/legacsonyabb pozíció 10 cm-es kerekkel

Ágyalap (E: Hosszúság x F: Szélesség)

Távolság a talajtól

Maximális terhelhetőség (felhasználó, matrac és kiegészítők)

Min-Max ágybetét magasság Párizs ágykorlattal

Min-Max ágybetét magasság Milánó ágykorlattal

A legnehezebb modul súlya

A felhasználó maximális tömege

Mantovani ágy

214 x 105 cm

42 cm

40/80 cm

200 x 94 cm

35 cm

170 kg

12/19 cm

12/18 cm

20 kg

135 kg

Haydn ágy

217 x 105 cm

46 cm

40/80 cm

200 x 94 cm

35 cm

170 kg

12/19 cm

12/18 cm

22 kg

135 kg



Max.
135 kg



ÁGY KÖRÜLI ESZKÖZÖK



Biztonsági zárrendszer
az ágy funkcióinak
blokkolásához

Távirányító biztonsági rendszerrel

- Biztonságos: zárrendszer az ágy funkcióinak blokkolására. A kulcs eltávolításával az ápoló személyzet biztosítani tudja, hogy az ágy elektromos funkcióit ne lehessen beindítani.
- Megbízható: teljesen nedvességtűrő (megfelel az IPX6 szabványnak).
- Praktikus: ergonomiai forma. Kampó segítségével akasztható az ágy szélére, megkönnyítve ezzel a mindennapos használatot.


Kódja: V8300286

Minden kiegészítő kompatibilis mind a Mantovani,
mind a Haydn ágygal.
Forgalmazható az ágyakkal vagy külön is.



Milánó* fa ágykorlát Mantovani és Haydn ágyakhoz

Kódja: VF214 927 222




Párizs* fém ágykorlát Mantovani és Haydn modellekhez

Kódja: V214 925 125



Kapaszkodó

Kódja: V214 910 110




Szállító készlet Mantovani és Haydn ágyakhoz

- Lehetővé teszi az ágy részeinek egyben tartását.

Kódja: V8400100

* Csak 146 cm-nél magasabb pácienseknek.




Geneva ágykapaszkodó

- A testhelyzet megváltoztatásához a Geneva ágykapaszkodót a legtöbb szabvány ágy vagy fotel mellett használhatjuk.

Kódja: V014 949 020

A magasság állíthatósága talajtól a trapézig	117 / 152 cm
Teljes szélesség	89 cm
A tartóláb magassága	10 cm
Maximális terhelhetőség	80 kg



Gördülő infúzióállvány

- Nélkülözhetetlen infúziós pácienseknél.

Kódja: W0305 001 001

Teljes / kampónkénti terhelhetőség	16 kg / 4 kg
Max. magasság	2,40 m
Helyigény	Ø 54 cm



Classic ágyasztal

- Az asztal dőlésszöge állítható, ami igen praktikus olvasás esetén.
- Magasságra és oldalirányba is állítható.

Kódja: W0300 001 001

Magasság	70 - 110 cm
Tálca (H x Sz)	60 x 40 cm



Állítható magasságú ágyasztal

- Erőfeszítés nélkül állítható magasság.
- Négy görgő, mind fékekkel felszerelve.

Kódja: W0310 001 001

Magasság	70 - 110 cm
Tálca (H x Sz)	80 x 40 cm



Párnaemelő

- A dőlésszög beállítható pihenéshez, olvasáshoz vagy tévé nézéshez.
- Szellőző anyag biztosítja a bőr lélegzését.

Kódja: W0320 002 001

Háttámla (Sz x M)	61 x 58 cm
-------------------	------------



LIM kéz hosszabbító

- Tárgyak földről való felvételéhez.
- 65 cm-es kéz hosszabbító: ülő helyzetbe.
- 80 cm-es kéz hosszabbító: álló helyzetbe.
- Járást segítő eszközökhöz csíptethető.
- Alumíniumból készült.

65 cm Kódja: W2600 001 101

80 cm Kódja: W2600 001 201



WINGS
FOR YOUR HEALTH

**Gyógyászati segédeszközök.
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!**

THUASNE HUNGARY

Budafoki út 60 - 1117 Budapest

Tel. + 36 1 209 9131 - Fax + 36 1 209 1143 - www.thuasne.hu

www.thuasne.biz



Fenntartjuk a katalógusban megjelenített termékek és árak előzetes bejelentés nélkül történő megváltoztatásának jogát, megrendeléskor kérje visszaigazolásunkat. A képek illusztrációk.

Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos termékek nem kaphatók az Ön országában. Forduljon ezügyben kereskedő jéhez!

Termékeinkre rejtett hibák előfordulása esetén a vásárlás napjától 2 év garanciát vállalunk. A garancia a rendeltetésszerű és az ajánlásainknak megfelelő használatra vonatkozik. Egyes esetekben, rövidebb (pl.: egyes gyorsan kopó alkatrészek vagy akkumulátorok) vagy hosszabb garanciális idő is előfordulhat. Amennyiben szükséges, olvassa el a termékhez mellékelt használati útmutatót.

