



Az erőfeszítéseik támogatására!

Folytassa tevékenységeit és edzésprogramját aggodalmak nélkül.

A Thuasne Sport számos, sport célokra kifejlesztett rögzítőt kínál. Ezek a könnyű, ergonomikus termékek javítják az ízületek stabilitását edzés vagy sportolás közben.

Neoprén vagy textil, igényei szerint válassza ki a megfelelő rögzítőt: a rugalmas textiliák proprioceptív vagy a neoprén melegítő hatását.

Termékeinket sportolók tesztelték és hagyták jóvá, hogy nap mint nap javítsák velük teljesítményüket.

BOKA

ref. 0255 / ref. 0280
ref. 0306 / ref. 0330
ref. 0333 / ref. 0351
ref. 0353 / ref. 0571

HÁT

ref. 0361

VÁLL

ref. 0576

KÖNYÖK

ref. 0336
ref. 0338
ref. 0352

CSUKLÓ


ref. 0332
ref. 0340
ref. 0356
ref. 0575

TÉRD

ref. 0270 / ref. 0307 / ref. 0329
ref. 0331 / ref. 0334 / ref. 0335
ref. 0354 / ref. 0355 / ref. 0370
ref. 0570 / ref. 0572 / ref. 0573

Rögzítők

FELSŐ végtag



Ágyéki támasztó öv

ref. 0361 **1**

Indikációk: a hát fájdalmas pozícióinak és mozgásának megelőzése. A sérülések hatásait követően a tevékenységek újrakezdése. A váll ízületeinek gyengesége.

Tulajdonságok: vékony, könnyű anyagok (amelyeket közvetlenül a bőrön lehet viselni). Gyorsan száradó, antibakteriális, szellőző rugalmas szövet.



Neoprén válltok

ref. 0576 **2**

Indikációk: az ízületi sérülések megelőzése. A sérülések hatásait követően a tevékenységek újrakezdése. A váll ízületeinek gyengesége.

Hőtartás: neoprén
Anatómiai illeszkedés: rugalmas kötött bevonat



Könyökrögzítő teniszkönyök ellen

ref. 0336 **3**

Indikációk: íngyulladás és teniszkönyök megelőzése. A sporttevékenységek újrakezdése.

Moduláris termék: megelőzés és akut fájdalom
Izzadás elpárolgatása: perforált neoprén

Anatómiai illeszkedés: anatómiai alakú kivágások



Könyökgumi

ref. 0338 **3**

Indikációk: sportolók enyhe könyökrándulásai. Krónikus könyök instabilitás. Sérülések utáni tevékenységek újrakezdése (rándulás, műtét)

Kompressziós kötésteknika: jobb propriocepció
Kényelmi zóna: a könyök egyszerű pozicionálása középre

Továbbfejlesztett rugalmasság: nagyobb kényelmet biztosít, elkerülve a túlzott vastagságot



Könyökpánt

ref. 0352 **3**

Indikációk: a laterális vagy mediális epicondylitis íngyulladásának megelőzése a könyöknél (tenisz könyök vagy golf könyök)

Tulajdonságok: a két masszírozó hatású szilikon betét helyi kompressziót biztosít és csökkenti a könyök feszeségét

S M L XL XXL
cm 60-70 71-86 87-102 103-121 122-140

1 2 3 4 5
Stabilitás

S M L
cm 28-31 32-35 36-40

1 2 3 4 5
Stabilitás

S M L XL
cm 22-24 25-27 28-30 31-33

STOP IT!
Tendon

S M L XL
cm 22-24 25-27 28-30 31-33

1 2 3 4 5
Stabilitás

1 2
cm 22-30 30-38

STOP IT!
Tendon



Pántos hüvelykujjrögzítő

ref. 0332 **4**

Indikációk: a szalagsérülések (rándulások) megelőzése. A tevékenységek újrakezdése sérülés után.

Megerősíti a csuklót: erős kompressziós pánt
Az izzadás elpárolgatása: szellőző pánt

Anatómiai illeszkedés: csak egy méret



Csuklópánt

ref. 0340 **4**

Indikációk: a szalagsérülések megelőzése. A tevékenységek újrakezdése sérülés után.

Megerősíti a csuklót: erős kompressziós pánt
Az izzadás elpárolgatása: szellőző pánt

Anatómiai illeszkedés: csak egy méret



Neoprene csuklótámasz

ref. 0575 **4**

Indikáció: enyhe csukló rándulások (funkcionális kezelés)

Megerősített megtámasztás: az ízület teljes lefedése

Hőtartás: neoprén

Anatómiai illeszkedés: rugalmas kötött bevonat



Csuklórögzítő Boa zárórendszerrel

ref. 0356 **4**

Indikációk: enyhe csukló rándulások (funkcionális kezelés)

Tulajdonságok: a csukló szilárd megtámasztása a megfelelő helyzetben (anatómiai és formázható merevítésekkel).

Optimális kényelem: szellőző szövet, habszivacs bélés

S M L
cm 14-15,5 16-17,5 18-20

1 2 3 4 5
Stabilitás

Egységes méret
cm 14-20

1 2 3 4 5
Stabilitás

Egységes méret

1 2 3 4 5
Stabilitás

1 2
cm 13-17 17-23

1 2 3 4 5
Stabilitás

A Boa® a Boa® Technology Inc. bejegyzett védjegye.



Rögzítők

ALSÓ végtag



Patella pánt

ref. 0329 **5**

Indikációk: rezgécstillapítás (patella-in gyulladás, ugrótérd hatásainak megelőzése, femoropatelláris szindróma, quadrícipitalis tendinitis)

Kényelem: elnyeli a rezgéseket

A propriocepció stimulálása: a szövetpánttal kombinált szilikon



Neoprén combtok

ref. 0572 **5**

Indikációk: izomszakadások akut fázisban vagy fizioterápiás fázis alatt. Izom húzódások. Izomfeszülés.

Hőtartás: neoprén



Neoprén térdtámasz

ref. 0573 **5**

Indikációk: szalagsérülések (rándulások) megelőzése. A tevékenységek újrakezdése rándulás után. Gyenge térdszalagok.

Hőtartás: neoprén

A propriocepció stimulálása: rugalmas kötött bevonat



Térdegumi

ref. 0334 **5**

Indikációk: a sérülékeny vagy fájdalmas ízületek enyhe megtámasztása (enyhe rándulások stb.)

Kompressziós kötés: jobb propriocepció

Komfort zóna: segíti a térd közepre helyezését

Erősebb megnyúlás: nagyobb kényelmet biztosít, elkerülve a túlzott vastagságot



Nyitott térdgumi

ref. 0307 **5**

Indikációk: a sérülékeny vagy fájdalmas ízületek enyhe megtámasztása (enyhe rándulások stb.)

Kompressziós kötés: jobb propriocepció

Térdnyílás: segíti a térd közepre helyezését



Megerősített patella térdögztő

ref. 0355 **5**

Indikációk: patella tendinitis és porc fájdalom a térdkalácsban. A térd oldalsó szalagjainak enyhe rándulása. Sporttevékenységek újrakezdése a térd enyhe rándulása és sérülése után.

Tulajdonságok: kényelem és irányító zóna a térdkalácsnál (patella gyűrű). Komfort zóna a térd hátsó részén. A rugalmas oldalmerevítések biztosítják a megfelelő megtámasztást.



Megerősített ligament térdögztő

ref. 0335 **5**

Indikációk: szalagsérülések (rándulások) megelőzése. A tevékenységek újrakezdése rándulás után. Gyenge térdszalagok.

Tökéletes térd megtámasztás: kéttengelyű ízülettel

Izzadság elpárolgatása: perforált neoprén

Kényelem: patella gyűrű és elszorításmentes pántok



Neoprén bokatámasz

ref. 0571 **6**

Indikációk: szalagsérülések (rándulások) megelőzése. A tevékenységek újrakezdése rándulás után. Gyenge bokaszalagok.

Hőtartás: neoprén

Propriocepció stimulálása: rugalmas kötött bevonat



Nyitott bokagumi

ref. 0306 **6**

Indikációk: a sérülékeny vagy fájdalmas ízületek enyhe megtámasztása (enyhe rándulások stb.)

Kompressziós kötés: jobb propriocepció

Saroknyílás: segíti a sarok közepre helyezését



Bokagumi

ref. 0333 **6**

Indikációk: a sérülékeny vagy fájdalmas ízületek enyhe megtámasztása (enyhe rándulások stb.)

Kompressziós kötés: jobb propriocepció

Komfort zóna: segíti a boka közepre helyezését

Erősebb megnyúlás: nagyobb kényelmet biztosít, elkerülve a túlzott vastagságot

Egységes méret

S M L XL
44-48 49-53 54-58 59-63S M L XL XXL
31-33 34-36 37-39 40-42 43-45S M L XL XXL
32-34 35-37 38-41 42-45 46-49S M L XL XXL
31-33 34-36 37-39 40-42 43-45S M L XL XXL
32-34 35-37 38-41 42-45 46-49S M L XL XXL
31-33 34-36 37-39 40-42 43-45S M L XL
19-20 21-22 23-24 25-27S M L XL
21-23 24-26 27-29 > 29S M L XL XXL
19-21 21-23 23-25 25-27 27-30

Megerősített térdögztő

ref. 0354 **5**

Indikációk: krónikus térd instabilitás (keresztzalag szakadás). A sporttevékenységek újrakezdése a térd enyhe rándulásai és sérülései után (beleértve a műtétet)

A termék tulajdonságai és sajátosságai: a rugalmas kötés egységes nyomást gyakorol az ízületre és javítja a propriocepciót (az ízület érzékszervi észlelését). Komfort zóna a térdkalács fölött és a térdhajlatban. A rugalmas oldalsó merevítések jó megtámasztást biztosítanak.



Nyitott pántos térdögztő

ref. 0331 **5**

Indikációk: enyhe és közepesen súlyos térdrándulások funkcionális kezelése. A tevékenységek újrakezdése a térd krónikus instabilitása.

Tulajdonságok: teljesen nyitott a könnyű illesztés érdekében. Anatómiai 3D tervezés. Rugalmas, keresztvezető és állítható pántok a dinamikus és oldalirányú megtámasztáshoz. Rugalmas oldalsó merevítések. Szellőző térdhajlati rész. Légáteresztő perforált neoprén, melegítő hatással.



Novelastick pántos térdögztő

ref. 0270 **5**

Indikációk: enyhe és közepesen súlyos térdrándulások funkcionális kezelése. A tevékenységek újrakezdése a térd krónikus instabilitása.

Tulajdonságok: praktikus áthidaló pántok az oldalsó megtámasztás megerősítéséhez. Rugalmas oldalsó merevítés a jobb stabilitás érdekében. Kényelmes kötött zóna a térdkalács és a térdhajlat területén.



Megerősített térdtámasz

ref. 0570 **5**

Indikációk: szalagsérülések (rándulások) megelőzése. A tevékenységek újrakezdése rándulás után. Gyenge térdszalagok.

Hőtartás: neoprén

Propriocepció stimulálása: rugalmas kötött bevonat

Ízület jobb megtámasztása: oldalsó merevítések, sínek



Megerősített bokarögztő

ref. 0353 **6**

Indikációk: enyhe bokarándulások sportolónknál. A sporttevékenységek újrakezdése a boka rándulásai és sérülései után.

Tulajdonságok: a rugalmas kötés egységes nyomást gyakorol az ízületre és javítja a propriocepciót (az ízület érzékszervi észlelését). Komfort zóna a boka fölött.



Pántos bokarögztő

ref. 0330 **6**

Indikációk: szalagsérülések (rándulások) megelőzése. A tevékenységek újrakezdése rándulás után. Gyenge bokaszalagok.

Tökéletes megtámasztás a boka számára: rugalmas pántok

Izzadság elvezetése: perforált neoprén

Anatómiai illeszkedés: állítható fül



Novelastick pántos bokarögztő

ref. 0280 **6**

Indikációk: mérsékelt és közepesen súlyos külső vagy belső oldalszalag rándulás funkcionális kezelése. Tevékenység újrakezdése közepesen súlyos és súlyos rándulás után.

Tulajdonságok: kéttengelyű támasztó pántok "8" -as alakban (a külső vagy belső oldalszalagok rándulása esetén), amely korlátozza az inverziót és evertiót. Extra vastag talp a nagyobb kényelemért.



Boa® Stabilizáló bokarögztő

ref. 0351 **6**

Indikációk: enyhe és közepesen súlyos bokarándulások sportolónknál. A sporttevékenységek újrakezdése bokarándulások és sérülések után.

Tulajdonságok: merev oldalsó megerősítés a boka stabilitásának biztosítása érdekében. Boa zárórendszer: gyors és megbízható.

Vékony termék, amely könnyen illeszkedik a cipőbe.

BOA®
THE BOA
GUARANTEES M L XL XXL
32-34 35-37 38-41 42-45 46-49S M L XL
32-36 37-40 41-44 45-48S M L XL XXL
32-34 35-37 38-41 42-45 46-49S M L XL XXL
31-33 34-36 37-39 40-42 43-45S M L XL XXL
19-21 21-23 23-25 25-27 27-30S M L XL
19-22 22-25 25-28 28-30S M L XL XXL
19-21 21-23 23-25 25-27 27-30S M L
19-22 22-26 26-30A Boa® a Boa®
Technology Inc.
bejegyzett védjegye.