

VENOFLEX

GYÓGYÁSZATI
KOMPRESSZIÓS
TERMÉKEK
KATALÓGUSA

2024



THUASNE®





VENOFLEX
Fast LIN

Collection

NŐI - FÉRFI

Texturált termékek a stílusos elegancia kedvelőinek.



Városi élet



Esti program



Munka



Elegancia



Discreet

NŐI - FÉRFI

Diszkrét és elegáns termékek mindennapi viseletre tervezve. Áttetsző és félig áttetsző változatban is kapható.



Elegancia



Munka



Sensitive

NŐI - FÉRFI

Természetes vagy speciális szálakból készült termékek, amelyek puhaságot biztosítanak és kímélik a bőrt.



Kényelem



Speciális szálak



Maternity

Kifejezetten kismamáknak tervezett, és számukra kialakított harisnyák.



Kényelem



Várandós nők



Specific

Orvosi kezelésekhez kifejlesztett, és az érzékeny bőrhöz igazított termékek.




Kényelem



Kórház





- cB Boka körméret (a legkeskenyebb ponton)
- cC Vádli körméret (a legszélesebb ponton)
- cG Comb körméret (a legszélesebb ponton)
- cH Csípő körméret
- cT Derék körméret
- lD Padlótól a térdig mért hossz (mérési pont a térdnél, a térdhajlat alatt, kb. 2 ujjnyival a lábszár hátsó oldalánál mérve)
- lK Padlótól a lágyékhajlatig mért hossz (a láb belső oldalán mérve)



www.asqual.com

ASQUAL

- KOMPRESSZIÓS OSZTÁLY **1** 10 - 15 Hgmm
- KOMPRESSZIÓS OSZTÁLY **2** 15 - 20 Hgmm
- KOMPRESSZIÓS OSZTÁLY **3** 20 - 36 Hgmm

TÉRDZOKNI (AD)



		méret (cm)				
		cB	cC-	cC	cC+	
NŐI	NORMÁL lD < 40 HOSSZÚ lD > 40	0	16 - 19	21 - 28	28 - 33	33 - 42
		1	19 - 21	23 - 30	30 - 35	35 - 46
		2	21 - 24	26 - 32	32 - 38	38 - 48
		3	24 - 26	29 - 34	34 - 42	42 - 52
		4	26 - 29	32 - 37	37 - 46	46 - 54
		5	29 - 31	36 - 43	43 - 49	49 - 56
FÉRFI	NORMÁL lD < 44 HOSSZÚ lD > 44	1	19 - 21	-	30 - 35	-
		2	21 - 24	-	32 - 38	-
		3	24 - 26	-	34 - 42	-
		4	26 - 29	-	37 - 46	-

COMBIFIX (AG)



		méret (cm)					
		cB	cC	cG-	cG	cG+	
NŐI	NORMÁL lK < 74 HOSSZÚ lK > 74	0	16 - 19	-	35 - 42	42 - 52	52 - 57
		1	19 - 21	-	38 - 45	45 - 54	54 - 59
		2	21 - 24	-	43 - 50	50 - 59	59 - 66
		3	24 - 26	-	48 - 56	56 - 66	66 - 70
		4	26 - 29	-	51 - 58	58 - 69	69 - 74
		5	29 - 31	-	55 - 63	63 - 74	74 - 78
FÉRFI	NORMÁL lK < 78 HOSSZÚ lK > 78	1	19 - 21	45 - 54	-	-	-
		2	21 - 24	50 - 59	-	-	-
		3	24 - 26	56 - 66	-	-	-
		4	26 - 29	58 - 69	-	-	-

NŐI
Cipőméret: 36-42
0-s méret és RÖVID hossz csak Venoflex Kokoon Absolu terméknel érhető el.
Térdzokni +/-, combfix +/- és 5-ös méret csak Venoflex Kokoon Absolu terméknel érhető el.

FÉRFI
Cipőméret: 38-46
Térdzokni hosszú lábfejjel (45-48) csak Venoflex Elegance terméknel érhető el. Térdzokni +/-, Venoflex Elegance terméknel érhető el.

HARISNYANADRÁG (AT)



		méret (cm)	cB	cG	cT maxi	cH maxi
NŐI	NORMÁL ℓ _K < 74 HOSSZÚ ℓ _K > 74	0	16 - 19	42 - 52	90	120
		1	19 - 21	45 - 54	93	128
		2	21 - 24	50 - 59	96	133
		3	24 - 26	56 - 66	104	145
		4	26 - 29	58 - 69	110	154
FÉRFI	NORMÁL ℓ _K < 78 HOSSZÚ ℓ _K > 78	1	19 - 21	45 - 54	100	120
		2	21 - 24	50 - 59	115	135
		3	24 - 26	56 - 66	115	135
		4	26 - 29	58 - 69	135	155

KISMAMA
ÉS TELLT CSÍPŐ (AT)



		méret (cm)	cB	cG	cT maxi	cH maxi
NŐI	NORMÁL ℓ _K < 74 HOSSZÚ ℓ _K > 74	0	16 - 19	42 - 52	105	136
		1	19 - 21	45 - 54	105	136
		2	21 - 24	50 - 59	115	145
		3	24 - 26	56 - 66	125	158
		4	26 - 29	58 - 69	130	167
		5	29 - 31	63 - 74	135	176

NŐI
Cipőméret: 36-42
0-s méret és RÖVID hossz csak Venoflex Kokoon Absolu termékénél érhető el.
Térdzokni +/-, combfix +/- és 5-ös méret csak Venoflex Kokoon Absolu termékénél érhető el.
FÉRFI
Térdzokni hosszú lábfejjel 45-48.
Csak Venoflex Elegance termékénél érhető el.
Térdzokni +/-, Venoflex Elegance termékénél érhető el.

TROMBÓZIS MEGELŐZŐ
TÉRDZOKNI




		méret (cm)	cB	cC
UNISEX	NORMÁL ℓ _D < 40 HOSSZÚ ℓ _D > 40	1	17 - 19	30 - 35
		2	19 - 22	32 - 38
		3	22 - 25	34 - 42
		4	25 - 29	37 - 46
		5	29 - 31	43 - 49

TROMBÓZIS MEGELŐZŐ
COMBFIX



		méret (cm)	cB	cG
UNISEX	NORMAL ℓ _K < 74 LONG ℓ _K > 74	1	17 - 19	45 - 54
		2	19 - 22	50 - 59
		3	22 - 25	56 - 66
		4	25 - 29	58 - 69
		5	29 - 31	63 - 74

Csak 15-20 Hgmm.
Cipőméret: 36-46



- cA Lábfej körméret
(a lábközépcsontok fejecsenek
vonalában mért körméret)
- cY Rüszt körméret
- cB Boka körméret
(a legkeskenyebb ponton)
- cB1 Körméret a vádli izomzat eredésénél
- cC Vádli körméret
(a legszélesebb ponton)
- cD Térd alatti körméret
- cE Térd körméret
- cF Körméret a combon a G és E
pontoktól azonos távolságban
- cG Comb körméret
(a legszélesebb ponton)
- cH Csípő körméret
- cT Derék körméret
- lD Padlótól a térdig mért hossz
(mérési pont a térdnél, a térdhajlat
alatt kb. 2 ujjnyival a lábszár hátsó
oldalánál mérve)
- lK Padlótól a lágyékhajlatig mért hossz
(a láb belső oldalán mérve)
- lG Padlótól a tompor redőig mért hossz
(a láb külső oldalán mérve)



- RAL** KOMPRESSZIÓS OSZTÁLY 1 18 - 21 Hgmm
- KOMPRESSZIÓS OSZTÁLY 2 23 - 32 Hgmm

		méret (cm)							
			cA	cY	cB	cB1	cC	cD	
TÉRDZOKNI (AD)	UNISEX	RÖVID lD 34-39 HOSSZÚ lD 39-45	1	17 - 22	26 - 31	18 - 20	23 - 27	28 - 34	27 - 33
			2	19 - 24	28 - 33	20 - 22	24 - 29	30 - 37	29 - 36
			3	21 - 26	29 - 35	22 - 24	26 - 32	33 - 40	32 - 39
			4	23 - 29	31 - 37	24 - 26	29 - 35	35 - 43	34 - 42
			5	25 - 32	32 - 38	26 - 28	31 - 37	37 - 46	36 - 45
			6	27 - 34	33 - 40	28 - 30	33 - 39	39 - 49	38 - 48

		méret (cm)										
			cA	cY	cB	cB1	cD	cE	cF	cG	cG+	
COMBFIX (AG)	UNISEX	RÖVID lG 60-69 NORMÁL lG 70-80 HOSSZÚ lG 81-90	1	17 - 22	26 - 31	18 - 20	23 - 27	27 - 33	30 - 37	39 - 52	43 - 48	49 - 57
			2	19 - 24	28 - 33	20 - 22	24 - 29	29 - 36	33 - 40	41 - 56	45 - 52	53 - 62
			3	21 - 26	29 - 35	22 - 24	26 - 32	32 - 39	35 - 43	44 - 60	49 - 56	57 - 67
			4	23 - 29	31 - 37	24 - 26	29 - 35	34 - 42	37 - 45	47 - 65	53 - 60	61 - 72
			5	25 - 32	32 - 38	26 - 28	31 - 37	36 - 45	39 - 48	50 - 69	56 - 64	65 - 77
			6	27 - 34	33 - 40	28 - 30	33 - 39	38 - 48	41 - 51	53 - 73	60 - 68	69 - 81

NŐI
Cipőméret: 36-42
0-s méret és RÖVID hossz csak Venoflex Kokoon Absolu termékénél érhető el.
Térdzokni +/-, combfix +/- és 5-ös méret csak Venoflex Kokoon Absolu termékénél érhető el.

FÉRFI
Cipőméret: 38-46
Térdzokni hosszú lábfejjel (45-48) Csak Venoflex Elegance termékénél érhető el.
Térdzokni +/-, Venoflex Elegance termékénél érhető el.

HARISNYANADRÁG (AT)



		méret (cm)	cA	cY	cB	cB1	cC-	cC	cD	cE	cF	cG	cT maxi	cH maxi
UNISEX	NORMÁL ℓ _G 65-75 HOSSZÚ ℓ _G 75-85	1	17 - 22	26 - 31	18 - 20	23 - 27	43 - 57	28 - 34	27 - 33	30 - 37	39 - 52	43 - 57	85 - 105	59 - 70
		2	19 - 24	28 - 33	20 - 22	24 - 29	45 - 62	30 - 37	29 - 36	33 - 40	41 - 56	45 - 62	90 - 110	66 - 80
		3	21 - 26	29 - 35	22 - 24	26 - 32	49 - 67	33 - 40	32 - 39	35 - 43	44 - 60	49 - 67	95 - 115	76 - 85
		4	23 - 29	31 - 37	24 - 26	29 - 35	53 - 72	35 - 43	34 - 42	37 - 45	47 - 65	53 - 72	100 - 120	82 - 90
		5	25 - 32	32 - 38	26 - 28	31 - 37	56 - 77	37 - 46	36 - 45	39 - 48	50 - 69	56 - 77	105 - 125	88 - 95
		6	27 - 34	33 - 40	28 - 30	33 - 39	60 - 81	39 - 49	38 - 48	41 - 51	53 - 73	60 - 81	110 - 130	92 - 105

KISMAMA
ÉS TÉLT CSÍPŐ (AT)



		méret (cm)	cA	cY	cB	cB1	cC-	cC	cD	cE	cF	cG	cT maxi	cH maxi
NŐI	NORMÁL ℓ _G 65-75 HOSSZÚ ℓ _G 75-85	1	17 - 22	26 - 31	18 - 20	23 - 27	43 - 57	28 - 34	27 - 33	30 - 37	39 - 52	43 - 57	85 - 105	59 - 70
		2	19 - 24	28 - 33	20 - 22	24 - 29	45 - 62	30 - 37	29 - 36	33 - 40	41 - 56	45 - 62	90 - 110	66 - 80
		3	21 - 26	29 - 35	22 - 24	26 - 32	49 - 67	33 - 40	32 - 39	35 - 43	44 - 60	49 - 67	95 - 115	76 - 85
		4	23 - 29	31 - 37	24 - 26	29 - 35	53 - 72	35 - 43	34 - 42	37 - 45	47 - 65	53 - 72	100 - 120	82 - 90
		5	25 - 32	32 - 38	26 - 28	31 - 37	56 - 77	37 - 46	36 - 45	39 - 48	50 - 69	56 - 77	105 - 125	88 - 95
		6	27 - 34	33 - 40	28 - 30	33 - 39	60 - 81	39 - 49	38 - 48	41 - 51	53 - 73	60 - 81	110 - 130	92 - 105

NŐI
Cipőméret: 36-42
0-s méret és RÖVID hossz csak Venoflex Kokoon Absolu termékénél érhető el.
Térdzokni +/-, combfix +/- és 5-ös méret csak Venoflex Kokoon Absolu termékénél érhető el.

FÉRFI
Cipőméret: 38-46
Térdzokni hosszú lábfejű (45-48) Csak Venoflex Elegance termékénél érhető el.
Térdzokni +/-, Venoflex Elegance termékénél érhető el.

VENOFLEX
Men

TÉRDZOKNI (AD)




		méret (cm)	cA	cY	cB	cB1	cC	cD
FÉRFI	RÖVID ℓ _D < 44,5 HOSSZÚ ℓ _D > 44,5	0	16 - 21	24 - 30	17 - 19	22 - 25	27 - 35	26 - 34
		1	18 - 23	27 - 32	19 - 21	23 - 28	30 - 35	29 - 34
		2	20 - 26	28 - 35	21 - 24	25 - 32	32 - 38	31 - 37
		3	23 - 29	31 - 37	24 - 26	29 - 35	34 - 42	33 - 41
		4	25 - 33	32 - 39	26 - 29	31 - 38	37 - 46	36 - 45
		5	28 - 35	34 - 41	29 - 31	34 - 40	43 - 49	42 - 48

Hogyan vegyen méretet megfelelő módon a pácienseiről?

A MÉRÉS IDEÁLIS FELTÉTELEI⁽¹⁾:

- Bizalmat árasztó környezetben.
- Lehetőleg a reggeli órákban.
- Mindkét, ruházat nélküli lábon, lábak a padlón.
- Ödéma esetén: emelje fel a lábát 10-20 percre.

Határozza meg az alábbi méreteket, majd tekintse meg a termékoldalon található mérettáblázatot.



- cA Lábfej körméret (a lábközépcsontok fejecskének vonalában mért körméret)
- cY Rüszk körméret
- cB Boka körméret (a legkeskenyebb ponton)
- cB1 Körméret a vádli izomzat eredésénél
- cC Vádli körméret (a legszélesebb ponton)
- cD Térd alatti körméret
- cE Kérd körméret
- cF Körméret a combon az E és G pontoktól azonos távolságban
- cG Comb körméret (a legszélesebb ponton)
- cH Csípő körméret
- cT Derék körméret
- lD Padlótól a térdig mért hossz (mérési pont a térdnél a térdhajlat alatt kb. 2 ujjnyival a lábszár hátsó oldalánál mérve)
- lK Padlótól a lágyékhajlatig mért hossz (a láb belső oldalán mérve)
- lG Padlótól a tompor- redőig mért hossz (a láb külső oldalán mérve)



Utánrendelés⁽¹⁾:

Ismételje meg a mérést mindkét, ruházat nélküli lábon.

Abban az esetben, ha

a páciens méretei megfelelnek a rendelkezésre álló méretek egyikének

Méretsorozatos termékek



Abban az esetben, ha

a páciens méretei **nem felelnek meg** a méretsorozatos termékeknek

Méretsorozatos termékek eltérő változatban



Egyedi méretvétel alapján készülő termékek a páciensek számára



(1): Medical compression page 221 C; gardon-Mollard A; A Ramelet édition Masson 1999

A VENOFLEX zoknik, harisnyák és harisnyanadrágok használata és ápolása

FIGYELMEZTETÉS A MORFOLÓGIAI VÁLTOZÁSOKRA

Minden morfológiai változás (terhesség) és méretváltozás (fogyás vagy súlygyarapodás, ödéma) **a méret módosítását igényli.**

Jó tudni

A zoknik gyártási és kivitelezési minősége az **első használatától számított 6 hónapig garantált.**

Jelentős morfológiai változások esetén és minden utánrendeléskor a méretvételt meg kell ismételni a megfelelő kezelés utánkötésének érdekében.

INDIKÁCIÓK	RAL	1	2	3
	ASQUAL	10 – 15 Hgmm	15 – 20 Hgmm	20 – 36 Hgmm
„Nehézláb” érzés	✓	✓		
„Nyugtalan láb” érzés	✓	✓		
Estére kialakuló ödéma		✓		
Telangiectázia vagy seprűvénák (<3 mm)	✓	✓		
A hosszan tartó álláshoz kapcsolódó funkcionális rendellenességek megelőzése	✓			
Vénás trombózis megelőzése hosszú utazások során		✓		
Ortosztatikus hipotenzió		✓	✓	
Magasabb nyomás elérése több kompressziós eszköz rétegezésével	✓	✓		
Telangiectázia vagy seprűvénák szkleroterápiája után (<3 mm)		✓		
Szkleroterápia vagy varikózus vénák műtétje (≥ 3 mm)		✓	✓	
Visszértágulat (≥ 3 mm)		✓	✓	
Vénás trombózis megelőzése terhes nőknél vagy szülés után		✓		
Nyiroködéma kezelése (fenntartó fázis)		✓	✓	
Krónikus vénás ödéma kezelése			✓	
Trofikus rendellenességek (pigmentáció, ekcéma, lipodermatosclerosis vagy atrophie blanche)			✓	
Gyógyult vénás fekély			✓	
Terhességhez vagy szülés utáni időszakhoz kapcsolódó krónikus vénás betegség			✓	
Vénás trombózis (alsó végtag) és poszttrombotikus szindróma megelőzése és/vagy kezelése			✓	
Trofikus rendellenességek és nyílt fekély				✓
Fekélyhez, terhességhez vagy szülés utáni időszakhoz kapcsolódó krónikus vénás betegség				✓
Nyiroködéma				✓

NŐI

ASQUAL

UTAZÁS

Térdzoknik
Könnyű felhúzás *
Kényelem**

**SZABADIDŐ
ÉS WELLNESS**

Érzékelhető kényelem**
Pihenés vagy egyszerű tevékenységek
Természetes szálak

**AKTÍV
TEVÉKENYSÉGEK ++**

Állás
Szabadtéri tevékenységek
Strapabíró

VÁROSI ÉLET

Szakmai tevékenységek
Esti programok
Diszkréció

TERHESSÉG

Speciális harisnyanadrágok kismamáknak

**HOSSZANTARTÓ
ÁGYNYUGALOM**

Trombózis magas kockázatával járó
gyógyászati és sebészeti beavatkozásokhoz.

VÁROSI ÉLET

Szakmai tevékenységek
Esti programok
Diszkréció

Sensitive



VENOFLEX
Fast LIN

VENOFLEX
Fast COTON

VENOFLEX
Fast LAINE



VENOFLEX
Fast LIN

VENOFLEX
Fast COTON

VENOFLEX
Fast LAINE



VENOFLEX
Fast LIN

VENOFLEX
Fast COTON

VENOFLEX
Fast LAINE


Collection



VENOFLEX
Fantaisie · OGEE

VENOFLEX
Kokoon ABSOLU · LOZENGES

Discreet



VENOFLEX
Kokoon ABSOLU

Maternity



VENOFLEX
Kokoon ABSOLU · MATERNITY

Specific



VENOFLEX
Clinic

Discreet



VENOFLEX
Micro

VENOFLEX
Elegance

Maternity



VENOFLEX
Micro

VENOFLEX
Elegance

NŐI

RAL

VENOFLEX
Fast LIN



* FAST technológia: könnyű fel- és levenni.
** Lásd a termék összetételét és tulajdonságait.

FÉRFI

ASQUAL

UTAZÁS

Térdzoknik
Könnyű felhúzás*
Kényelem**

SZABADIDŐ ÉS WELLNESS

Érzékelhető kényelem**
Pihenés vagy egyszerű tevékenységek
Természetes szálak

AKTÍV TEVÉKENYSÉGEK ++

Állás
Szabadtéri tevékenységek
Strababíró

HOSSZANTARTÓ ÁGYNYUGALOM ***

Trombózis magas kockázatával járó
gyógyászati és sebészeti beavatkozásokhoz.

MÉRETSOROZATOS

Gazdaságos megoldások

Sensitive



VENOFLEX
Fast AIR



VENOFLEX
Fast LIN



VENOFLEX
Fast COTON



VENOFLEX
Fast LAINE



VENOFLEX
Fast AIR



VENOFLEX
Fast LIN



VENOFLEX
Fast COTON



VENOFLEX
Fast LAINE



VENOFLEX
Fast LIN



VENOFLEX
Fast COTON



VENOFLEX
Fast LAINE

Specific



VENOFLEX
Clinic

Original



VENOFLEX
Élégance

FÉRFI

RAL

VÁROSI ÉLET

Szakmai tevékenységek
Esti programok
Diszkréció

Discreet



VENOFLEX
Élégance

Sensitive



VENOFLEX
Men



VENOFLEX
Men

* FAST technológia: könnyű fel- és levenni.

** Lásd a termék összetételét és tulajdonságait.

VENOFLEX Kokoon ABSOLU



KOMPRESSZIÓS
OSZTÁLY

2

15 - 20 Hgmm

3

20 - 36 Hgmm

Lágy, nőies kompresszió



PUHA*

Mikroszálak hatás, a speciális szövetszálak használatának köszönhetően.



FÉLIG ÁTTETSZŐ

A sima és fényes szálakkal kombinált közepes sűrűségű hálószerkezet félig áttetsző hatást eredményez, amely kiemeli a lábakat.



	Termékkód	sötétkék	méz	bézs	fekete
TÉRDZOKNI	5220 03	2	2	2	2
	5230 03	-	-	3	3
TÉRDZOKNI VÁDLI +/-	5220 03	-	-	2	2
	5220 03	-	2	-	-
TÉRDZOKNI NYITOTT ORRAL	5220 03	-	2	-	-
	5230 03	-	-	3	3
COMBFIX	5225 03	2	2	2	2
	5235 03	-	-	3	3
COMBFIX +/-	5225 03	-	-	2	2
	5225 03	-	2	-	-
COMBFIX NYITOTT ORRAL	5225 03	-	2	-	-
	5235 03	-	-	3	3
HARISNYANADRÁG	5223 03	2	-	2	2
	5233 03	-	-	3	3

* Fókuszcsoport Franciaországban és Lengyelországban 29 beteg részvételével – Szenzoros vizsgálat – OPINION WAY – 2020. október.

CE-jelöléssel rendelkező, I. osztályba sorolt orvostechnikai eszközök (MD). Használat előtt olvassa el a használati útmutatókat.

VENOFLEX Kokoon

ABSOLU • MATERNITY

Puha, nőies kompresszió,
kismamák számára*

KÉNYELMES ÉS PRAKTIKUS



Kompressziómentes, hashoz simuló rugalmas nadrágrész félig áttetsző kivitelben, amely úgy gondoskodik a terhes nőkről, hogy közben az eleganciáról sem kell lemondaniuk.



PUHA*

Mikroszálás hatás a speciális fonalak használatának köszönhetően, amelyet az anyák és babájuk számára terveztek.



www.asqual.com



HARISNYANADRÁG

Termékkód

5224 03



fekete
rombusz

2



bézs

2



fekete

2

1

18 – 21 Hgmm

2

23 – 32 Hgmm

VENOFLEX Micro

Nem áttetsző kompresszió mindennapi viseletre



PUHA

Mikroszálakból készült termék a rendkívül puha viselet érdekében.



NEM ÁTTETSZŐ

Magas hálósűrűség texturált szálakkal a nem áttetsző felületért.



Termékkód	halvány bézs	karamell	bézs	fekete
	30021A	1	1	1
30021B	2	2	2	2
30023G	1	1	1	1
30023E	2	2	2	2
30023G	1	1	1	1
30023H	2	2	2	2
30025A	1	1	1	1
30025B	2	2	2	2

* A termék Oeko-Tex 100 tanúsítvánnyal rendelkezik.

CE-jelöléssel rendelkező, I. osztályba sorolt orvostechnikai eszközök (MD). A termék használata előtt olvassa a használati útmutatókat.

VENOFLEX Elegance

Elegáns kompresszió a mindennapokra



LETISZTULTSÁG

Elegáns színek széles palettája,
amely minden öltözethez passzol.



KÉNYELEM

- Magas minőségű szálak
- Kényelmes rögzítés és lecsúszásgátló
- Bőrbarát*



TÉRDZOKNI

	Termékkód	halvány bézs	karamell	bézs	gyémánt	sötétkék	fekete
	20021B	2	2	2	2	2	2
	20023E	2	2	2	2	2	2
	20023H	2	2	2	2	2	2
	20025B	2	2	2	2	2	2



COMBFIX



COMBFIX -/+



HARISNYANADRÁG

* A termék Oeko-Tex 100 tanúsítvánnyal rendelkezik.

CE-jelöléssel rendelkező, I. osztályba sorolt ortvostechikai eszközök (MD). A termék használata előtt olvassa a használati útmutatókat.

VENOFLEX Fast LIN

Könnyű anyag és könnyen viselhető*
kompresszió**



KÖNNYŰ

Vékony, légáteresztő és hőszabályozó térdzokni**.



FAST TECHNOLOGIA A KÉNYELEMÉRT ÉS A KÖNNYŰ HARISNYAFELHÚZÁSÉRT

- Varrás a lábfej tetején, mandzsetta nélkül
- Hosszanti és keresztirányban is rugalmas térdzokni

NŐI



www.asqual.com



TÉRDZOKNI

Termékkód
6120 04



azúrkék

2



fekete

2



natúr

2

FÉRFI



www.asqual.com



TÉRDZOKNI

Termékkód
6129 04



azúrkék

2



természetes
szürke

2



natúr

2



fekete

2



European Flax
Premium linen fiber

Ez a termék European Flax® minősített lenrostokat tartalmaz: környezetbarát természetből származó prémium minőségű növényi rost.

* FAST technológia: könnyű fel- és levenni.

** Természetes lenszál hőszabályozó tulajdonságokkal. <http://news.europeanflax.com/fr/lin/benefices-lin/>

CE-jelöléssel rendelkező, I. osztályba sorolt orvostechnikai eszközök (MD). Használat előtt olvassa el a használati útmutatókat.

VENOFLEX Fast COTON

2

15 - 20 Hgmm

3

20 - 36 Hgmm

Könnyen viselhető* és strapabíró
kompresszió**



ELLENÁLLÓ**

Pamutból készült, hogy garantálja a hálós szövet szilárdságát és növelje a zokni tartósságát.



FAST TECHNOLÓGIA A KÉNYELEMÉRT ÉS A KÖNNYŰ HARISNYAFELHÚZÁSÉRT

- Varrás a lábfej tetején, mandzsetta nélkül
- Hosszanti és keresztirányban is rugalmas térdzokni.

NŐI



TÉRDZOKNI

Termékkód	ír márvány- szürke	ír fekete
	6120 01	2
6130 01	-	3

FÉRFI



TÉRDZOKNI

Termékkód	palaszürke bordázott	fekete bordázott
	6129 01	2
6139 01	-	3

* FAST technológia: könnyű fel- és levenni.

** https://www.la-federation.com/data/chiffres-cles_3ec82/fiche/633/fibres_naturelles_36d9d.pdf

CE-jelöléssel rendelkező, I. osztályba sorolt orvostechnikai eszközök (MD). Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

WINGS FOR YOUR HEALTH

Thuasne Hungary Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 60.
Tel: +36 1 209 1143
E-mail: thuasne@thuasne.hu

www.thuasne.hu
www.med-pont.hu



Venoflex termékek: gyógyászati kompressziós zokni, harisnya vagy harisnyanadrág nőknek és férfiaknak.
A termékek elérhetősége országonként vagy régióként eltérhet az adott országban, vagy régióban az értékesítésre vonatkozó speciális helyi hatósági szabályoknak megfelelően.
A jelen dokumentumban említett összes orvostechnikai eszköz CE-jelöléssel rendelkezik az orvostechnikai eszközökről szóló 2017/745 számú európai rendelet szerint.
Az ebben a dokumentumban említett termékek, CE minősített, I. osztályba tartozó orvostechnikai eszközök. Amennyiben további információra van szüksége az eszközök besorolásával kapcsolatban, kérjük forduljon a Thuasne-hoz.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a termékek használati utasítását, indikációit és kontraindikációit.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen katalógusban, a termékeinkkel kapcsolatban bemutatott és leírt információkat előzetes értesítés nélkül módosítsuk.
A fényképek illusztrációk. Kérjük, ellenőrizze a termékek elérhetőségét az egyes országok szerint.
Ref. 0116 092 781-10 (2024-02)
Fotók: Studio Caterin - Martin Colombet - Daniel Reinhold, Hendrik Nennecke - StockLite/shutterstock.com - Thuasne.
Thuasne SAS - SIREN/RCS Nanterre 542 091 186 - tőke 1 950 000 euró. 120, rue Marius AUFAN 92300 Levallois-Perret (Franciaország)
www.thuasne.com



ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK.
A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT.