

VENOFLEX

GYÓGYÁSZATI
KOMPRESSZIÓS
TERMÉKEK
KATALÓGUSA

2024



THUASNE®



Collection

NŐI - FÉRFI

Texturált termékek a stílusos elegancia kedvelőinek.



Városi
élet



Esti
program



Munka



Elegancia



Discreet

NŐI - FÉRFI

Diszkrét és elegáns termékek mindennapi viseletre tervezve. Áttetsző és félig áttetsző változatban is kapható.



Elegancia



Munka



Sensitive

NŐI - FÉRFI

Természetes vagy speciális szálakból készült termékek, amelyek puhaságot biztosítanak és kímélik a bőrt.



Kényelem



Speciális
szálak



Maternity

Kifejezetten kismamáknak tervezett, és számukra kialakított harisnyák.



Kényelem



Várandós
nők



Specific

Orvosi kezelésekhez kifejlesztett, és az érzékeny bőrhöz igazított termékek.



Kényelem



Kórház



A VENOFLEX zoknik, harisnyák és harisnyanadrágok használata és ápolása

FIGYELMEZTETÉS A MORFOLÓGIAI VÁLTOZÁSOKRA

Minden morfológiai változás (terhesség) és méretváltozás (fogyás vagy súlygyarapodás, ödéma) **a méret módosítását igényli.**

Jó tudni

A zoknik gyártási és kivitelezési minősége az **első használatától számított 6 hónapig garantált.**

Jelentős morfológiai változások esetén és minden utánrendeléskor a méretvételt meg kell ismételni a megfelelő kezelés utánkövetésének érdekében.

INDIKÁCIÓK	RAL	1	2	3
	ASQUAL	10 – 15 Hgmm	15 – 20 Hgmm	20 – 36 Hgmm
„Nehézláb” érzés	✓	✓		
„Nyugtalan láb” érzés	✓	✓		
Estére kialakuló ödéma		✓		
Telangiectázia vagy seprűvénák (<3 mm)	✓	✓		
A hosszan tartó álláshoz kapcsolódó funkcionális rendellenességek megelőzése	✓			
Vénás trombózis megelőzése hosszú utazások során		✓		
Ortosztatikus hipotenzió		✓	✓	
Magasabb nyomás elérése több kompressziós eszköz rétegzésével	✓	✓		
Telangiectázia vagy seprűvénák szkleroterápiája után (<3 mm)		✓		
Szkleroterápia vagy varikózus vénák műtétje (≥ 3 mm)		✓	✓	
Visszértágulat (≥ 3 mm)		✓	✓	
Vénás trombózis megelőzése terhes nőknél vagy szülés után		✓		
Nyiroködéma kezelése (fenntartó fázis)		✓	✓	
Krónikus vénás ödéma kezelése			✓	
Trofikus rendellenességek (pigmentáció, ekcéma, lipodermatosclerosis vagy atrophie blanche)			✓	
Gyógyult vénás fekély			✓	
Terhességhez vagy szülés utáni időszakhoz kapcsolódó krónikus vénás betegség			✓	
Vénás trombózis (alsó végtag) és poszttrombotikus szindróma megelőzése és/vagy kezelése			✓	
Trofikus rendellenességek és nyílt fekély				✓
Fekélyhez, terhességhez vagy szülés utáni időszakhoz kapcsolódó krónikus vénás betegség				✓
Nyiroködéma				✓

NŐI

ASQUAL

UTAZÁS

Térdzoknik
Könnyű felhúzás *
Kényelem**

SZABADIDŐ ÉS WELLNESS

Érzékelhető kényelem**
Pihenés vagy egyszerű tevékenységek
Természetes szálak

AKTÍV TEVÉKENYSÉGEK ++

Állás
Szabadtéri tevékenységek
Strapabíró

VÁROSI ÉLET

Szakmai tevékenységek
Esti programok
Diszkréció

TERHESSÉG

Speciális harisnyanadrágok kismamáknak

HOSSZANTARTÓ ÁGYNYUGALOM

Trombózis magas kockázatával járó
gyógyászati és sebészeti beavatkozásokhoz.

VÁROSI ÉLET

Szakmai tevékenységek
Esti programok
Diszkréció

Sensitive



VENOFLEX
Fast LIN



VENOFLEX
Fast COTON



VENOFLEX
Fast LAINE



VENOFLEX
Fast LIN



VENOFLEX
Fast COTON



VENOFLEX
Fast LAINE



VENOFLEX
Fast LIN




VENOFLEX
Fast COTON



VENOFLEX
Fast LAINE

Collection




VENOFLEX
Fantaisie · OGEE



VENOFLEX
Kokoon ABSOLU · LOZENGES

Discreet



VENOFLEX
Kokoon ABSOLU

Maternity



VENOFLEX
Kokoon ABSOLU · MATERNITY

Specific



VENOFLEX
Clinic

Discreet



VENOFLEX
Micro



VENOFLEX
Elegance

Maternity



VENOFLEX
Micro



VENOFLEX
Elegance

NŐI

RAL

FÉRFI

ASQUAL

UTAZÁS

Térdzoknik
Könnyű felhúzás *
Kényelem**

SZABADIDŐ ÉS WELLNESS

Érzékelhető kényelem**
Pihenés vagy egyszerű tevékenységek
Természetes szálak

AKTÍV TEVÉKENYSÉGEK ++

Állás
Szabadtéri tevékenységek
Strababíró

HOSSZANTARTÓ ÁGYNYUGALOM ***

Trombózis magas kockázatával járó
gyógyászati és sebészeti beavatkozásokhoz.

MÉRETSOROZATOS

Gazdaságos megoldások

Sensitive



VENOFLEX
Fast AIR



VENOFLEX
Fast LIN



VENOFLEX
Fast COTON



VENOFLEX
Fast LAINE



VENOFLEX
Fast AIR



VENOFLEX
Fast LIN



VENOFLEX
Fast COTON



VENOFLEX
Fast LAINE



VENOFLEX
Fast LIN



VENOFLEX
Fast COTON



VENOFLEX
Fast LAINE

Spécific



VENOFLEX
Clinic

Original



VENOFLEX
Elégance

FÉRFI

RAL

VÁROSI ÉLET

Szakmai tevékenységek
Esti programok
Diszkréció

Discreet



VENOFLEX
Elégance

Sensitive



VENOFLEX
Men

VENOFLEX
Fast LIN




* FAST technológia: könnyű fel- és levenni.
** Lásd a termék összetételét és tulajdonságait.

Hogyan vegyen méretet megfelelő módon a pácienseiről?

A MÉRÉS IDEÁLIS FELTÉTELEI :

- Bizalmat árasztó környezetben.
- Lehetőleg a reggeli órákban.
- Mindkét, ruházat nélküli lábon, lábak a padlón.
- Ödéma esetén: emelje fel a lábát 10-20 percre.

Határozza meg az alábbi méreteket, majd tekintse meg a termékoldalon található mérettáblázatot.



- cA Lábfej körméret (a lábközépcsontok fejecsenek vonalában mért körméret)
- cY Rüszt körméret
- cB Boka körméret (a legkeskenyebb ponton)
- cB1 Körméret a vádli izomzat eredésénél
- cC Vádli körméret (a legszélesebb ponton)
- cD Térd alatti körméret
- cE Kérd körméret
- cF Körméret a combon az E és G pontoktól azonos távolságban
- cG Comb körméret (a legszélesebb ponton)
- cH Csípő körméret
- cT Derék körméret
- lD Padlótól a térdig mért hossz (mérési pont a térdnél a térdhajlat alatt kb. 2 ujjnyival a lábszár hátsó oldalánál mérve)
- lK Padlótól a lágyékig mért hossz (a láb belső oldalán mérve)
- lG Padlótól a tompor- redőig mért hossz (a láb külső oldalán mérve)



Utánrendelés⁽¹⁾ :

Ismételje meg a mérést mindkét, ruházat nélküli lábon.

Abban az esetben, ha

a páciens méretei megfelelnek a rendelkezésre álló méretek egyikének

Méretsorozatos termékek



Abban az esetben, ha

a páciens méretei **nem felelnek meg** a méretsorozatos termékeknek

Méretsorozatos termékek eltérő változatban



Egyedi méretvétel alapján készülő termékek a páciensek számára




(1): Medical compression page 221 C; gardon-Mollard A; A Ramelet édition Masson 1999

Venoflex Kokoon és
Venoflex Fast
méretvétel és
színválaszték



VENOFLEX
Fast LIN



- cB Boka körméret
(a legkeskenyebb ponton)
- cC Vádli körméret (a legszélesebb ponton)
- cG Comb körméret (a legszélesebb ponton)
- cH Csípő körméret
- cT Derék körméret
- lD Padlótól a térdig mért hossz
(mérési pont a térdnél, a térdhajlat alatt,
kb. 2 ujjnyival a lábszár hátsó oldalánál mérve)
- lK Padlótól a lágyékhajlatig mért hossz
(a láb belső oldalán mérve)



www.asqual.com

ASQUAL

- KOMPRESSZIÓS OSZTÁLY **1** 10 – 15 Hgmm
- KOMPRESSZIÓS OSZTÁLY **2** 15 – 20 Hgmm
- KOMPRESSZIÓS OSZTÁLY **3** 20 – 36 Hgmm

TÉRDZOKNI (AD)



méret (cm)		cB	c	cC	cC+	
NŐI	NORMÁL ℓ _D < 40 HOSSZÚ ℓ _D > 40	0	16 – 19	21 – 28	28 – 33	33 – 42
		1	19 – 21	23 – 30	30 – 35	35 – 46
		2	21 – 24	26 – 32	32 – 38	38 – 48
		3	24 – 26	29 – 34	34 – 42	42 – 52
		4	26 – 29	32 – 37	37 – 46	46 – 54
		5	29 – 31	36 – 43	43 – 49	49 – 56
FÉRFI	NORMÁL ℓ _D < 44 HOSSZÚ ℓ _D > 44	1	19 – 21	-	30 – 35	-
		2	21 – 24	-	32 – 38	-
		3	24 – 26	-	34 – 42	-
		4	26 – 29	-	37 – 46	-

COMBIFIX (AG)



méret (cm)		cB	cC	c	cG	cG+	
NŐI	NORMÁL ℓ _K < 74 HOSSZÚ ℓ _K > 74	0	16 – 19	-	35 – 42	42 – 52	52 – 57
		1	19 – 21	-	38 – 45	45 – 54	54 – 59
		2	21 – 24	-	43 – 50	50 – 59	59 – 66
		3	24 – 26	-	48 – 56	56 – 66	66 – 70
		4	26 – 29	-	51 – 58	58 – 69	69 – 74
		5	29 – 31	-	55 – 63	63 – 74	74 – 78
FÉRFI	NORMÁL ℓ _K < 78 HOSSZÚ ℓ _K > 78	1	19 – 21	45 – 54	-	-	-
		2	21 – 24	50 – 59	-	-	-
		3	24 – 26	56 – 66	-	-	-
		4	26 – 29	58 – 69	-	-	-

NŐI
Cipőméret: 36-42
0-s méret és RÖVID hossz csak Venoflex Kokoon
Absolu terméknél érhető el.
Térdzokni +/-, combfix +/- és 5-ös méret csak Venoflex
Kokoon Absolu terméknél érhető el.

FÉRFI
Cipőméret: 38-46
Térdzokni hosszú lábfejjel (45-48) csak Venoflex Elegance
terméknél érhető el. Térdzokni +/-, Venoflex Elegance
terméknél érhető el.

HARISNYANADRÁG (AT)



méret (cm)		cB	cG	cT maxi	cH maxi	
NŐI	NORMÁL ℓ _K < 74 HOSSZÚ ℓ _K > 74	0	16 – 19	42 – 52	90	120
		1	19 – 21	45 – 54	93	128
		2	21 – 24	50 – 59	96	133
		3	24 – 26	56 – 66	104	145
		4	26 – 29	58 – 69	110	154
		5	29 – 31	63 – 74	113	162
FÉRFI	NORMÁL ℓ _K < 78 HOSSZÚ ℓ _K > 78	1	19 – 21	45 – 54	100	120
		2	21 – 24	50 – 59	115	135
		3	24 – 26	56 – 66	115	135
		4	26 – 29	58 – 69	135	155

KISMAMA
ÉS TELS CSÍPŐ (AT)


méret (cm)		cB	cG	cT maxi	cH maxi	
NŐI	NORMÁL ℓ _K < 74 HOSSZÚ ℓ _K > 74	0	16 – 19	42 – 52	105	136
		1	19 – 21	45 – 54	105	136
		2	21 – 24	50 – 59	115	145
		3	24 – 26	56 – 66	125	158
		4	26 – 29	58 – 69	130	167
		5	29 – 31	63 – 74	135	176

NŐI
Cipőméret: 36-42
0-s méret és RÖVID hossz csak Venoflex Kokoon Absolu terméknel érhető el.
Térdzokni +/-, combfix +/- és 5-ös méret csak Venoflex Kokoon Absolu terméknel érhető el.

FÉRFI
Térdzokni hosszú lábfejjel 45-48.
Csak Venoflex Elegance terméknel érhető el.
Térdzokni +/-, Venoflex Elegance terméknel érhető el.

TROMBÓZIST MEGELŐZŐ
TÉRDZOKNI


méret (cm)		cB	cC	
UNISEX	NORMÁL ℓ _D < 40 HOSSZÚ ℓ _D > 40	1	17 – 19	30 – 35
		2	19 – 22	32 – 38
		3	22 – 25	34 – 42
		4	25 – 29	37 – 46
		5	29 – 31	43 – 49

TROMBÓZIST MEGELŐZŐ
COMBFIX


méret (cm)		cB	cG
UNISEX	NORMAL ℓ _K < 74 LONG ℓ _K > 74	1	17 - 19 45 - 54
		2	19 - 22 50 - 59
		3	22 - 25 56 - 66
		4	25 - 29 58 - 69
		5	29 - 31 63 - 74

Csak 15-20 Hgmm.
Cipőméret: 36-46

VENOFLEX Kokoon ABSOLU

Lágy, nőies kompresszió



KOMPRESSZIÓS
OSZTÁLY

2

15 – 20 Hgmm

3

20 – 36 Hgmm



PUHA*

Mikroszálak hatás, a speciális szövetszálak használatának köszönhetően.



FÉLIG ÁTTETSZŐ

A sima és fényes szálakkal kombinált közepes sűrűségű hálószerkezet félig áttetsző hatást eredményez, amely kiemeli a lábakat.



	Termékkód	sötétkék	méz	bézs	fekete
 TÉRDZOKNI	5220 03	2	2	2	2
	5230 03	-	-	3	3
 TÉRDZOKNI VÁDLI +/-	5220 03	-	-	2	2
	5230 03	-	-	3	3
 TÉRDZOKNI NYITOTT ORRAL	5220 03	-	2	-	-
	5230 03	-	-	3	3
 COMBFIX	5225 03	2	2	2	2
	5235 03	-	-	3	3
 COMBFIX +/-	5225 03	-	-	2	2
	5235 03	-	-	3	3
 COMBFIX NYITOTT ORRAL	5225 03	-	2	-	-
	5235 03	-	-	3	3
 HARISNYANADRÁG	5223 03	2	-	2	2
	5233 03	-	-	3	3

* Fókuszcsoport Franciaországban és Lengyelországban 29 beteg részvételével – Szenzoros vizsgálat – OPINION WAY – 2020. október.

CE-jelöléssel rendelkező, I. osztályba sorolt orvostechnikai eszközök (MD). Használat előtt olvassa el a használati útmutatókat.

VENOFLEX
Kokoon**ABSOLU** • MATERNITY***Puha, nőies kompresszió*,
kismamák számára*****KÉNYELMES
ÉS PRAKTIKUS**

Kompressziómentes, hashoz simuló rugalmas nadrágrész félig áttetsző kivitelben, amely úgy gondoskodik a terhes nőkről, hogy közben az eleganciáról sem kell lemondaniuk.

**PUHA***

Mikroszálas hatás a speciális fonalak használatának köszönhetően, amelyet az anyák és babájuk számára terveztek.



www.asqual.com



HARISNYANADRÁG

Termékkód

5224 03

fekete
rombusz

2



bézs

2



fekete

2

VENOFLEX *Fast* LIN

*Könnyű anyag** és könnyen viselhető*
kompresszió*



KÖNNYŰ

Vékony, légáteresztő és hőszabályozó
térzokni**.



FAST TECHNOLOGIA A KÉNYELEMÉRT ÉS A KÖNNYŰ HARISNYAFELHÚZÁSÉRT

- Varrás a lábfej tetején, mandzsetta nélkül
- Hosszanti és keresztirányban is rugalmas térzokni

NŐI



Termékkód

6120 04



azúrkék

2



fekete

2



natúr

2

FÉRFI



Termékkód

6129 04



azúrkék

2



természetes
szürke

2



natúr

2



fekete

2



European Flax®
Premium linen fiber

Ez a termék European Flax® minősített lenrostokat tartalmaz: környezetbarát termesztésből származó prémium minőségű növényi rost.

* FAST technológia: könnyű fel- és levenni.

** Természetes lenszál hőszabályozó tulajdonságokkal. <http://news.europeanflax.com/fr/lin/benefices-lin/>

CE-jelöléssel rendelkező, I. osztályba sorolt orvostechnikai eszközök (MD). Használat előtt olvassa el a használati útmutatókat.

VENOFLEX Fast COTON

Könnyen viselhető* és strapabíró
kompresszió**



ELLENÁLLÓ**

Pamutból készült, hogy garantálja a hálós szövény szilárdságát és növelje a zokni tartósságát.



FAST TECHNOLÓGIA A KÉNYELEMÉRT ÉS A KÖNNYŰ HARISNYAFELHÚZÁSÉRT

- Varrás a lábfej tetején, mandzsetta nélkül
- Hosszanti és keresztirányban is rugalmas térdzokni.

NŐI



Termékkód

6120 01

6130 01

ír márvány-
szürke

2

-



ír fekete

2

3

FÉRFI



Termékkód

6129 01

6139 01

palaszürke
bordázott

2

-

fekete
bordázott

2

3

* FAST technológia: könnyű fel- és levenni.

** https://www.la-federation.com/data/chiffres-cles_3ec82/fiche/633/fibres_naturelles_36d9d.pdf


CE-jelöléssel rendelkező, I. osztályba sorolt orvostechnikai eszközök (MD). Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.

Venoflex Micro és
Venoflex Elegance
méretvétel és
színválaszték

Discreet

FÉRFI ÉS NŐI





- cA Lábfej körméret
(a lábközépcsontok fejecsenek
vonalában mért körméret)
- cY Rüszt körméret
- cB Boka körméret
(a legkeskenyebb ponton)
- cB1 Körméret a vádli izomzat eredésénél
- cC Vádli körméret
(a legszélesebb ponton)
- cD Térd alatti körméret
- cE Térd körméret
- cF Körméret a combon a G és E
pontoktól azonos távolságban
- cG Comb körméret
(a legszélesebb ponton)
- cH Csípő körméret
- cT Derék körméret
- lD Padlótól a térdig mért hossz
(mérési pont a térdnél, a térdhajlat
alatt kb. 2 ujjnyival a lábszár hátsó
oldalánál mérve)
- lK Padlótól a lágyékhajlatig mért hossz
(a láb belső oldalán mérve)
- lG Padlótól a tompor redőig mért hossz
(a láb külső oldalán mérve)



- RAL** KOMPRESSZIÓS OSZTÁLY 1 18 - 21 Hgmm
- KOMPRESSZIÓS OSZTÁLY 2 23 - 32 Hgmm

TÉRDZOKNI (AD)



méret (cm)		cA	cY	cB	cB1	cC	cD	
UNISEX	RÖVID D 34-39	1	17 - 22	26 - 31	18 - 20	23 - 27	28 - 34	27 - 33
		2	19 - 24	28 - 33	20 - 22	24 - 29	30 - 37	29 - 36
		3	21 - 26	29 - 35	22 - 24	26 - 32	33 - 40	32 - 39
	HOSSZÚ D 39-45	4	23 - 29	31 - 37	24 - 26	29 - 35	35 - 43	34 - 42
		5	25 - 32	32 - 38	26 - 28	31 - 37	37 - 46	36 - 45
		6	27 - 34	33 - 40	28 - 30	33 - 39	39 - 49	38 - 48

COMBFIX (AG)



méret (cm)			cA	cY	cB	cB1	cC	cD	cE	cF	cG	cG+
UNISEX	RÖVID LG 60-69 NORMÁL LG 70-80 HOSSZÚ LG 81-90	1	17 - 22	26 - 31	18 – 20	23 - 27	28 - 34	27 - 33	30 - 37	39 - 52	43 - 48	49 - 57
		2	19 - 24	28 - 33	20 - 22	24 - 29	30 - 37	29 - 36	33 - 40	41 - 56	45 - 52	53 - 62
		3	21 - 26	29 - 35	22 - 24	26 - 32	33 - 40	32 - 39	35 - 43	44 - 60	49 - 56	57 - 67
		4	23 - 29	31 - 37	24 - 26	29 - 35	35 - 43	34 - 42	37 - 45	47 - 65	53 - 60	61 - 72
		5	25 - 32	32 - 38	26 - 28	31 - 37	37 - 46	36 - 45	39 - 48	50 - 69	56 - 64	65 - 77
		6	27 - 34	33 - 40	28 - 30	33 - 39	39 - 49	38 - 48	41 - 51	53 - 73	60 - 68	69 - 81

NŐI

Cipőméret: 36-42

0-s méret és RÖVID hossz csak Venoflex Kokoon Absolu termékénél érhető el.

Térdzokni +/-, combfix +/- és 5-ös méret csak Venoflex Kokoon Absolu termékénél érhető el.

FÉRFI

Cipőméret: 38-46

Térdzokni hosszú lábfejjel (45-48) Csak Venoflex Elegance termékénél érhető el.

Térdzokni +/-, Venoflex Elegance termékénél érhető el.

HARISNYANADRÁG (AT)



		méret (cm)	cA	cY	cB	cB1	c	cC	cD	cE	cF	cG	cH maxi	cT maxi
UNISEX	NORMÁL ℓ _G 65-75 HOSSZÚ ℓ _G 75-85	1	17 - 22	26 - 31	18 - 20	23 - 27	43 - 57	28 - 34	27 - 33	30 - 37	39 - 52	43 - 57	85 - 105	59 - 70
		2	19 - 24	28 - 33	20 - 22	24 - 29	45 - 62	30 - 37	29 - 36	33 - 40	41 - 56	45 - 62	90 - 110	66 - 80
		3	21 - 26	29 - 35	22 - 24	26 - 32	49 - 67	33 - 40	32 - 39	35 - 43	44 - 60	49 - 67	95 - 115	76 - 85
		4	23 - 29	31 - 37	24 - 26	29 - 35	53 - 72	35 - 43	34 - 42	37 - 45	47 - 65	53 - 72	100 - 120	82 - 90
		5	25 - 32	32 - 38	26 - 28	31 - 37	56 - 77	37 - 46	36 - 45	39 - 48	50 - 69	56 - 77	105 - 125	88 - 95
		6	27 - 34	33 - 40	28 - 30	33 - 39	60 - 81	39 - 49	38 - 48	41 - 51	53 - 73	60 - 81	110 - 130	92 - 105

KISMAMA
ÉS TELLT CSÍPŐ (AT)


		méret (cm)	cA	cY	cB	cB1	c	cC	cD	cE	cF	cG	cH maxi	cT maxi
NŐI	NORMÁL ℓ _G 65-75 HOSSZÚ ℓ _G 75-85	1	17 - 22	26 - 31	18 - 20	23 - 27	43 - 57	28 - 34	27 - 33	30 - 37	39 - 52	43 - 57	85 - 105	59 - 70
		2	19 - 24	28 - 33	20 - 22	24 - 29	45 - 62	30 - 37	29 - 36	33 - 40	41 - 56	45 - 62	90 - 110	66 - 80
		3	21 - 26	29 - 35	22 - 24	26 - 32	49 - 67	33 - 40	32 - 39	35 - 43	44 - 60	49 - 67	95 - 115	76 - 85
		4	23 - 29	31 - 37	24 - 26	29 - 35	53 - 72	35 - 43	34 - 42	37 - 45	47 - 65	53 - 72	100 - 120	82 - 90
		5	25 - 32	32 - 38	26 - 28	31 - 37	56 - 77	37 - 46	36 - 45	39 - 48	50 - 69	56 - 77	105 - 125	88 - 95
		6	27 - 34	33 - 40	28 - 30	33 - 39	60 - 81	39 - 49	38 - 48	41 - 51	53 - 73	60 - 81	110 - 130	92 - 105

NŐI
Cipőméret: 36-42
0-s méret és RÖVID hossz csak Venoflex Kokoon Absolu termékénél érhető el.
Térdzokni +/-, combfix +/- és 5-ös méret csak Venoflex Kokoon Absolu termékénél érhető el.

FÉRFI
Cipőméret: 38-46
Térdzokni hosszú lábfejjel (45-48) Csak Venoflex Elegance termékénél érhető el.
Térdzokni +/-, Venoflex Elegance termékénél érhető el.

VENOFLEX
Men

TÉRDZOKNI (AD)



		méret (cm)	cA	cY	cB	cB1	cC	cD
FÉRFI	RÖVID ℓ _D < 44,5 HOSSZÚ ℓ _D > 44,5	0	16 - 21	24 - 30	17 - 19	22 - 25	27 - 35	26 - 34
		1	18 - 23	27 - 32	19 - 21	23 - 28	30 - 35	29 - 34
		2	20 - 26	28 - 35	21 - 24	25 - 32	32 - 38	31 - 37
		3	23 - 29	31 - 37	24 - 26	29 - 35	34 - 42	33 - 41
		4	25 - 33	32 - 39	26 - 29	31 - 38	37 - 46	36 - 45
		5	28 - 35	34 - 41	29 - 31	34 - 40	43 - 49	42 - 48

1

18 – 21 Hgmm

2

23 – 32 Hgmm

VENOFLEX
Micro

Nem áttetsző kompresszió mindennapi viseletre



PUHA

Mikroszálakból készült termék a rendkívül puha viselet érdekében.



NEM ÁTTETSZŐ

Magas hálósűrűség texturált szálakkal a nem áttetsző felületért.



TÉRDZOKNI

Termékkód



halvány
bézs



karamell



bézs



fekete

30021A

1

1

1

1

30021B

2

2

2

2



COMBFIX

30023G

1

1

1

1

30023E

2

2

2

2



COMBFIX +/-

30023G

1

1

1

1

30023H

2

2

2

2



HARISNYANADRÁG

30025A

1

1

1

1

30025B

2

2

2

2

* A termék Oeko-Tex 100 tanúsítvánnyal rendelkezik.

CE-jelöléssel rendelkező, I. osztályba sorolt orvostechnikai eszközök (MD). A termék használata előtt olvassa a használati útmutatókat.

VENOFLEX Elegance

Elegáns kompresszió a mindennapokra



LETISZTULTSÁG

Elegáns színek széles palettája,
amely minden öltözethez passzol.



KÉNYELEM

- Magas minőségű szálak
- Kényelmes rögzítés és lecsúszásgátló
- Bőrbarát*



TÉRDZOKNI

Termékkód

20021B

halvány
bézs

karamell



bézs



gyémánt



sötétkék



fekete

2

2

2

2

2

2



COMBFIX

20023E

2

2

2

2

2

2



COMBFIX +/-

20023H

2

2

2

2

2

2



HARISNYANADRÁG

20025B

2

2

2

2

2

2

* A termék Oeko-Tex 100 tanúsítvánnyal rendelkezik.

CE-jelöléssel rendelkező, I. osztályba sorolt orvostechnikai eszközök (MD). A termék használata előtt olvassa a használati útmutatókat.

WINGS FOR YOUR HEALTH

Thuasne Hungary Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 60.

Tel: +36 1 209 1143

E-mail: thuasne@thuasne.hu

www.thuasne.hu

www.med-pont.hu



Thuasne
120 rue Marius Auphan
92300 Levallois Perret - France

Venoflex termékek: gyógyászati kompressziós zokni, harisnya vagy harisnyanadrág nőknek és férfiaknak.

A termékek elérhetősége országonként vagy régióként eltérhet az adott országban, vagy régióban az értékesítésre vonatkozó speciális helyi hatósági szabályoknak megfelelően.

A jelen dokumentumban említett összes orvostechnikai eszköz CE-jelöléssel rendelkezik az orvostechnikai eszközökről szóló 2017/745 számú európai rendelet szerint.

Az ebben a dokumentumban említett termékek, CE minősített, I. osztályba tartozó orvostechnikai eszközök. Amennyiben további információra van szüksége az eszközök besorolásával kapcsolatban, kérjük forduljon a Thuasne-hoz.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a termékek használati utasítását, indikációit és kontraindikációit.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen katalógusban, a termékeinkkel kapcsolatban bemutatott és leírt információkat előzetes értesítés nélkül módosítsuk.

A fényképek illusztrációk. Kérjük, ellenőrizze a termékek elérhetőségét az egyes országok szerint.

Ref. 0116 092 781-10 (2024-02)

Fotók: Studio Caterin - Martin Colombet - Daniel Reinhold, Hendrik Nennecke - StockLite/shutterstock.com - Thuasne.

Thuasne SAS - SIREN/RCS Nanterre 542 091 186 - tőke 1 950 000 euró. 120, rue Marius Auphan 92300 Levallois-Peret

(Franciaország)

www.thuasne.com



ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK.
A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT.