


Áttekintés

Teljeskörű gondoskodás a test minden részéről

A legtöbb krónikus ödéma (beleértve a nyiroködémát is) a felső vagy alsó végtagokat érinti.
De a test más részei is érintettek lehetnek, mint például a mellkas, a mell és a nemi szervek. Az új MOBIDERM Intimate termékekkel a Thuasne új kezelési lehetőségeket kínál az emlő, a mellkas és a nemi szervek ödémájára.



Intimate termékcsalád rövidnadrág és melltartó



Rövidnadrág

Kompressziós és mobilizáló rövidnadrág nőknek és férfiaknak
Genitális és kismedencei ödémára

Melltartó

Kompressziós és mobilizáló melltartó
Emlő- és mellkasi ödémára

Wings for your health



MOBIDERM

Intimate
rövidnadrág és
melltartó




Elérhetőségek:
Budapest, Budafoki út 60, 1117
Tel.: +Tel: +36 1 209 1143

Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Funkcionalitás

Mi az a MOBIDERM?

A MOBIDERM a bőr alatti kötőszövet mobilizálására szolgáló orvostechnikai eszköz. Két nem szőtt szövet között elhelyezett habszivacs blokkokból áll. A MOBIDERM technológia használható fásli alatt (fásli vagy lap formájában) vagy mobilizáló öltözetekbe integrálva. A blokkok érintkezési felülete és környezete közötti nyomáskülönbőség elősegíti a nyirok áramlását és optimalizálja az elvezetés hatékonyságát 1. Ez pozitív hatással van a sebgyógyulásra is, az optimalizált elvezetési hatékonyság kedvez a sebgyógyulásnak az anyagcsere optimalizálása miatt (a salakanyagok eltávolításával).




1 Todd - Mobiderm Autofit: állítható karharsisny, amely lehetővé teszi a betegek számára a nyirokódéma önálló kezelését - Chronic edema - április 2018 - 6. oldal
2 Quéré - A nyirokódéma terápia prospektív multicentrikus megfigyeléses vizsgálata: POLIT tanulmány - Vascular Disease Journal - 2014 - 4. és 5. oldal
3 Mestre - Az önállóan állítható éjszakai kompressziós karharsisny (MOBIDERM Autofit) szerepe a felső végtagi nyirokódéma fenntartó fázisában: the MARILYN pilot RCT Support Care Cancer (25:2455-2462) - 2017 - 7. oldal

Rövidnadrág

Kórtan

Mi a genitális és kismedencei nyirokódéma?

- A nyirokódéma a test egy vagy több részének duzzanata¹
- A genitális nyirokódémát gyakran kíséri egyoldali vagy kétoldali alsó végtagi nyirokódéma²
- A genitális nyirokódéma általában a genitális daganat kezelésének eredménye
- A kezdeti szakaszban még mindig nem diagnosztizálják őket megfelelően, rosszul kezelik, és a végső szakasz felé progresszálnak, ami komplikációkat, fogyatékossgot és életminőség-romlást eredményez
- Ezt a patológiát nehéz elfogadnia a páciensnek, nehezen kezelik az egészségügyi szakemberek, és nehezen találják meg a megfelelő eszközt az ellátók
- Valójában a kezelés összetett a nyirokódéma elhelyezkedése miatt³



Klinikai vizsgálat–Olympy-tanulmány⁴

Mi ez a klinikai tanulmány?

Nagyon kevés tanulmány áll rendelkezésre a genitális és kismedencei nyirokódémáról, és nincs erre szánt eszköz a piacon, így a pácienseknek több megoldást kellett kombinálniuk.

Ez az oka annak, hogy a Thuasne létrehozta az Olympy tanulmányt, hogy jobban megértse ezt a populációt és annak igényeit, valamint felmérje az új Mobiderm Intimate rövidnadrág elfogadottságát.

A vizsgálatot 32 beteggel végezték 3 hónapon keresztül, 3 franciaországi központban: Toulouse-ban Dr. Malloizellel, Montpellier-ben, Dr. Mestre-vel, és Párizsban, Dr. Vignes-szel.

Mik a tanulmány eredményei?

A páciensek 78,6%-ának -javult az életminősége A páciensek 61%-ának - jobb lett az életminősége 3 hónap után A páciensek 95%-a - szeretné megtartani a terméket a vizsgálat befejezése után

Források:

1 ILF – Legjobb gyakorlat a nyirokódéma kezelésére – 2016
2 Lymphoedema Framework. Legjobb gyakorlat a nyirokódéma kezelésére. Nemzetközi konszenzus. London: MEP Ltd, 2006.
3 Noble-Jones R, Thomas MJ, Quéré I, Moffatt C, Borman P, DiCecco S, Gabe-Walters M, Gordon K, Bragg T, Morgan K. Genitális ödéma. Journal of Wound Care. 2021; 30 (Szombat 2)12,1–40
4 OLYMPY tanulmány : Feltáró vizsgálat a MOBIDERM Intimate Short viselés klinikai előnyeinek felfedezésére kismedencei és/vagy genitális nyirokódémában szenvedő pácienseknél. - 2021 - 32 beteg - n° ID-RCB: 2020-A00247-32; elsődleges cél: A páciens értékelése a MOBIDERM INTIMATE SHORT 12 hetes viselet utáni hatásáról, az életminőségükben bekövetkezett változás globális benyomásáról a kismedencei/genitális nyirokódéma kapcsán

Megoldás

Az új MOBIDERM Intimate rövidnadrágunk (Termékkód: 3736 01 női és 3737 01 férfi) egy kifejezetten kismedencei és/vagy genitális ödémában szenvedő férfiak és nők számára készült eszköz. Ez a termék tartalmaz egy kompressziós rövidnadrágot és egy Mobiderm technológiával készült genitális mobilizációs párnát. A párna kis blokkjai lehetővé teszik, hogy alkalmazkodjanak a nyirokódéma specifikus helyéhez.

Hogyan működik a THUASNE innovatív MOBIDERM betétje:

A kompressziós párna kis habszivacs kockákból áll (5x5 mm), amelyek nyomáskülönbőséget hoznak létre a kockák érintkezési felülete és környezete között, ezáltal mobilizálják a bőr alatti kötőszövetet és fokozzák a nyirokelvezetést.

A termék 2022. januárja óta OEKO-TEK® tanúsítvánnyal rendelkezik, amelyet az IFTH (Institut Français du Textile/Habillement) tesztelt.

Az eszköz:

- Könnyen felvehető: → Könnyen be- és kihelyezhető – rugalmas szövetek¹
- Egy komplett megoldás kompressziós rövidnadrággal + genitális mobilizációs betéttel: → Minden egyben termék²
- Lapos varratok a bőrreakciók mérsékléséhez
- Beépített zseb a rövidnadrág belsejében a betét számára
- Könnyen kezelhető: mosógépben mosható 40° 2-on
- Éjjel-nappal viselhető²
- Viselhető genitális mobilizációs párnával vagy anélkül, a beteg igényeitől és az egészségügyi szakember ajánlásaitól függően²
- Kompatibilis a kompressziós harisnyával²

A Mobiderm Intimate rövidnadrágot páciensek és egészségügyi szakemberek bevonásával fejlesztették ki.


A Mobiderm Intimate rövidnadrág egy kompressziós és mobilizációs rövidnadrág a kismedencei és genitális nyirokódéma kezelésére, 6 méretben kapható, külön férfiaknak és nőknek szánt változatban, a különböző anatómiákhoz alkalmazkodva .

Használatra kész eszköz

- Kompressziós rövidnadrág célzott kompresszióval a nemi szerveken és a medencén
- Kivehető genitális mobilizációs betét

Indikáció: Ezek az öltözetek a kismedencei és genitális nyirokódéma kezelésére szolgálnak.

Hatásmechanizmus: Kompresszió biztosítása a medence és a fenék körül, hogy elősegítse a nyirokelvezetést és segítsen fenntartani vagy csökkenteni a duzzanatot.



Források:
1 CCI508 – Rapport de tests Usability - Evaluation sommative
2 Mobiderm Intimate Short használati útmutató

Melltartó

Mellrákkal kapcsolatos ödéma

10 nő közül 2-3-nál alakul ki nyirokódéma a sugárkezelés vagy a nyirokcsomók eltávolítása következtében. Akár abláció, akár emlőmegtartó kezelés után, az ödéma közvetlenül a műtét után akut ödémaként, vagy akár évekkel később krónikus emlő- és/vagy mellkasi ödéma formájában is jelentkezhet. A tanulmányok becslése szerint világszerte több mint 1,5 millió páciensnek van emlőrákkal összefüggő ödémája. Az emlőmegtartó műtét és a nyirokcsomó-kímélő SLN módszer fokozott alkalmazása miatt egyre kevesebb a kar nyirokódémája, amint azt Dr. Netopil értékelése mutatja. 1 Egyre több mellkasi és/vagy emlőödéma fordul elő a sugárzással kombinált emlőmegtartó műtétek növekvő száma miatt.



Megoldás

Az új kompressziós MOBIDERM Intimate nyirokódéma melltartónk (Termékkód: T57130) optimális ellátást nyújt az emlő- és mellkasi ödémában szenvedő nők számára. A melltartót kifejezetten az emlőrák műtéten átesett nők igényeire tervezték. Plasztikai emlőműtét után formastabilizáló és fájdalomcsillapító hatású, támogatja az emlőrák kezelése után esetlegesen kialakuló ödémák kompresszióját és elvezetését.

A beépített kompressziós párnának köszönhetően a MOBIDERM Intimate melltartó fokozott nyomást gyakorol az ödémák által érintett szöveti területekre. A nyirokelvezetés így jelentősen javulni fog. Ezenkívül a hegyszövet területén a szabályozott kompresszió minimalizálja a hematómák kialakulását.

Eszköz

- Beépített zsebek mellprotézishez
- Beépített és kivehető Mobiderm betétek, használatra készen
- Széles, párnázott pántok, elülső rögzítés (pl. cipzár)
- Puha, de kompressziós anyagból készült, könnyen felvehető
- Testszínű, így nem látható a ruházat alatt

Indikáció

- Akut vagy krónikus emlő- és/vagy mellkasi ödéma
- Operációt vagy sugárterápiát követő ödéma
- Krónikus infiltráció rekonstrukciót követően, maradandó krónikus mellkasi ödéma

Elfogadottság a páciensek körében a következőknek köszönhetően:

- Könnyen fel- és levehető az elülső nyílással > → Az önmenedzselés biztosított
- Kényelmes, karcsú melltartó érzés > melltartó kis kockás Mobidermmel
- Világos színű > diszkrét a ruházat alatt
- Egységes teljes körű megoldás > Használatra kész
- Magas forma, jól fedi a hegeket, a mellprotézist és az ödémát
- Puha és lapos varratok
- Beépített zsebek a mellformához, nem külön-külön
- 2 db beépített és eltávolítható, használatra kész Mobiderm betét

Méret: XS – XL, Mellbőség: (lásd a táblázatot) Kosár méretek: AA/A, B/C, D/E

	XS	S	M	L	XL
Int/ D	70–75	80–85	90–95	100–105	110–115
F/ E	85–90	95–100	105–110	115–120	125–130
I	1–2	3–4	5–6	7–8	9–10
GB/ US	32–34	36–38	40–42	44–46	48–50
AUS/ NZ	10–12	14–16	18–20	22–24	26–28

Források:
1 Netopil B. Häufigkeit sekundärer Arm-, Mamma und Thoraxwandödeme nach Mammakarzinomtherapie heutzutage. Eine retrospektive Studie mit 1000 einseitig am Mammakarzinom operierten Patientinnen (mit Erstdiagnose von 2000–2007). Dissertation Universität Gießen, 2010.