



THUASNE®

CICATREX Contour

Gyógyászati célú
kompressziós öltözetek



CICATREX Contour

Gyógyászati célú kompressziós öltözetek

A Cicatrex Contour egy hegkezelésre szolgáló kompressziós textiltermékcsalád, amelyet a műtéti eredmények stabilizálására, a nyiroködéma kezelésére, és a lipödéma esetén fennálló fájdalom enyhítésére alkalmaznak.

Főbb jellemzők

A Cicatrex Contour kompressziós öltözetek ötvözik a gyógyászati hatékonyságot és a magas viselési komfortot. Az anyag nagyfokú rugalmassága megkönnyíti az öltözet fel- és levételét és egyben nagy mozgásszabadságot is biztosít. A Cicatrex Contour kompressziós öltözet:

- hipoallergén
- megelőzi a szöveti gyulladást, enyhíti a viszketést
- átfogó védelmet nyújt a friss hegnek

A Cicatrex Contour egy méretsorozatos kompressziós textiltermékcsalád az alsó végtagokra:

- Magas derekú leggings
- Alacsony derekú leggings
- Magas derekú alsó

és a felső testfélre:

- női kabát
- férfi mellény

Főbb Indikációk

A bőr károsodása és a bőr gyógyulási folyamatának zavara hipertrófiás vagy keloidos hegképződéssel.

- Sérülések, égési sérülések, sebészeti beavatkozások után
- Bőráttűtetés
- A heg- / sebgyógyulás elősegítésére a heg teljes gyógyulásáig
- A műtéti eredmények stabilizálására
- Akut és krónikus ödémák, és nyiroködéma orvosi ellátása
- Lipödéma fájdalom esetén



KOMPRESSZIÓS TEXTÍLIÁK PLASZTIKAI ÉS ESZTÉTIKAI MŰTÉTEK UTÁNI ALKALMAZÁSRA

A II. kompressziós osztályba (RAL) tartozó Cicatrex Contour termékek támogatják a műtét utáni bőrfelszín egyenetlenségeit.

A magas minőségű textil¹ optimalizálja a bőr állapotát, nagymértékben megelőzi a kontúrok egyenetlenségeinek kialakulását és javítja a heggyógyulást¹.

A Cicatrex Contour termékek divatos megjelenésűek¹, a kényelmes viseletet biztosító részletek megkönnyítik a páciens számára a kompressziós öltözet folyamatos viselését, így biztosítva a műtéti eredmények megőrzését.

CICATREX Contour

A CICATREX CONTOUR ÁLTAL BIZTOSÍTOTT FŐBB TERMÉKELŐNYÖK:

- Magas minőségű kompressziós anyag az egyenletes kompresszió biztosítására 2-es kompressziós osztályban (RAL)
- Élettanilag megfelelő kompressziócsökkenés az anatómiai testforma szerint
- A disztális területen alkalmazott nagyobb kompresszió a folyadékok disztális irányú elmozdulásának megelőzését szolgálja.
- A nyitott ülepű verzió megkönnyíti az éjjel-nappal történő viseletet
- Sima anyagkialakítás, amely egyszerű felvételt és kényelmes, testhez simuló viseletet biztosít ruha alatt is.
- Az optikailag semleges fekete színű anyag kombinálható a mindennapi ruházattal
- Szuper vékony, weftloc-minőségű szövet, amely hossz-, és keresztirányban is egyaránt rugalmas.
- Anyagösszetétel: 59% polyamid, 41% elastane

KABÁT (NŐKNEK)



Nagyon kényelmes viseletet biztosít köszönhetően a részleteknek:

- Öntött kosarak (varrat nélküli)
- 3 fokozatban állítható szélesség elülső szemes kapcsokkal
- Vágható anyag, az ujj lerövidíthető
- Mérettartomány: XS – 3XL



3 fokozatban beállítható szemes kapcsos záródás

MELLÉNY (FÉRFIAKNAK)



Nagyon kényelmes viseletet biztosít köszönhetően a részleteknek:

- Cipzár, alatta szemes kapcsokkal kiegészítve a könnyű fel-és levétel érdekében
- A cipzár szélei fedettek
- 3 fokozatban állítható vállhossz a puha szemes kapcsok révén
- Mérettartomány: XS – XXL L




Három állásban beállítható vállpánt-hosszúság

MAGAS DEREKÚ ALSÓ:



- Magas derekú kialakítás puha pánttal a széleken
- Cipzár és szemes kapcsos rögzítés egy oldalon a könnyű zárás érdekében
- Szemes kapcsos rögzítéssel az ágyékban, 3 fokozatba állítható
- Mérettartomány: XS – 4XL L



Szemes kapcsos rögzítés az ágyéknál



Cipzár szemes kapcsokkal a jobb oldalon a könnyű fel- és levétel érdekében

LEGGINGS



Magas vagy alacsony derekú leggings

A magas vagy alacsony derék választása a műtét helyétől függ (comb, has, stb.)

- Cipzárok mindkét oldalon szemes kapcsokkal a könnyű fel- és levétel érdekében
- Nyitott ágyék vagy zárt ágyék – megkönnyíti az „éjjel-nappali” viseletet
- Mérettartomány: XS – 4XL



Extra párnázás a nyitott ágyékhoz, hogy megakadályozza az érzékeny bőr kidörzsölődését



Cipzárok a nadrágon szemes kapcsokkal a könnyű fel- és levétel érdekében




HOGYAN VEGYÜNK MÉRETET



Méretszorozatos termékek
Gyorsabb* elérhetőség


Mellény

Méret	Mellkörméret	Termékkód
XS	76 - 86	34860100200399
S	86 - 94	34860100300399
M	94 - 102	34860100400399
L	102 - 110	34860100500399
XL	110 - 118	34860100600399
XXL	118 - 128	34860100700399



Kabát

Méret	Felkar	Mell	Mell alatt	Termékkód
XS	26.5 - 27.5	83 - 87	69 - 73	34870100200399
S	27.5 - 28.5	87 - 91	73 - 77	34870100300399
M	28.5 - 30.5	91 - 97	77 - 83	34870100400399
L	30.5 - 32.5	97 - 101	83 - 87	34870100500399
XL	32.5 - 35.5	101 - 107	97 - 93	34870100600399
XXL	35.5 - 38.5	107 - 115	93 - 101	34870100700399
XXXL	38.5 - 43.5	115 - 123	101 - 109	34870100800399




Magas derekú alsó / Alacsony derekú leggings / Magas derekú leggings

Méret	Körméretek			Termékkód		
	Derék	Csípő	Comb	Magas derekú alsó	Alacsony derekú leggings	Magas derekú leggings
XS	61 - 66 cm	86 - 91 cm	48 - 51 cm	34810100200399	34820100200399	34830100200399
S	66 - 71 cm	91 - 97 cm	51 - 54 cm	34810100300399	34820100300399	34830100300399
M	71 - 76 cm	97 - 102 cm	54 - 57 cm	34810100400399	34820100400399	34830100400399
L	76 - 81 cm	102 - 107 cm	57 - 60 cm	34810100500399	34820100500399	34830100500399
XL	81 - 89 cm	107 - 114 cm	60 - 65 cm	34810100600399	34820100600399	34830100600399
XXL	89 - 99 cm	114 - 124 cm	65 - 70 cm	34810100700399	34820100700399	34830100700399
XXXL	99 - 109 cm	124 - 135 cm	70 - 77 cm	34810100800399	34820100800399	34830100800399
XXXXL	109 - 119 cm	135 - 145 cm	77 - 86 cm	34810100900399	34820100900399	34830100900399



Zárt ágyékú alacsony derekú leggings / Zárt ágyékú magas derekú leggings

Méret	Körméretek			Termékkód	
	Derék	Csípő	Comb	Alacsony derekú leggings	Magas derekú leggings
XS	61 - 66 cm	86 - 91 cm	48 - 51 cm	34820200200399	34830200200399
S	66 - 71 cm	91 - 97 cm	51 - 54 cm	34820200300399	34830200300399
M	71 - 76 cm	97 - 102 cm	54 - 57 cm	34820200400399	34830200400399
L	76 - 81 cm	102 - 107 cm	57 - 60 cm	34820200500399	34830200500399
XL	81 - 89 cm	107 - 114 cm	60 - 65 cm	34820200600399	34830200600399
XXL	89 - 99 cm	114 - 124 cm	65 - 70 cm	34820200700399	34830200700399
XXXL	99 - 109 cm	124 - 135 cm	70 - 77 cm	34820200800399	34830200800399
XXXXL	109 - 119 cm	135 - 145 cm	77 - 86 cm	34820200900399	34830200900399



* Az egyedi méretre készülő eszközökhöz képest

WINGS FOR YOUR HEALTH

  **Thuasne Deutschland GmbH**
Sydney Garden 9
30539 Hannover - Germany



Thuasne Hungary Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 60.
Tel: + 36 209 11 43
E-mail: marketing@thuasne.hu
www.med-pont.hu
www.thuasne.hu



Photos : Studio Caterin - Ref.: TM13600BDD02

Azon.sz.: 2026-KO0001, Lezárás dátuma: 2026.02.03.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT.

orvostechikai eszközök